



Faculdade de Odontologia | UFPel



Procedimento Operacional Padrão (POP) do serviço de enfermagem na Faculdade de Odontologia- UFPel

Nº: <b>01/2021</b> Data de Emissão:	Setor: Norte/Sul Clínica (3º andar)
Tipo:	Organizacional
Tarefa:	<b>Rotina da Unidade</b>
Executante:	Tec. e Aux. de enfermagem
Supervisão Técnica:	Enfermeiro
Periodicidade:	Diariamente
Material Necessário:	EPI (Touca, máscara N95, óculos de proteção, luvas de procedimento, avental de manga longa, sapato fechado e propés. <b>* Luvas de procedimento e óculos de proteção, para limpeza de material, equipamentos, manuseio de material contaminado e/ou sempre que necessário)</b> <b>*Propés para uso dentro da clínica, setor norte e sul, sendo dispensável o uso destes em circulação de áreas comuns, por exemplo corredores, elevadores, escadarias, refeitório e andar térreo.</b> Material disponível na unidade para desenvolver a rotina da unidade.
Descrição da Ação:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lavar as mãos;</li><li>2. Colocar EPI;</li><li>3. Abrir as portas da clínica;</li><li>4. Abrir as janelas e fechar as telas do andar;</li><li>5. Conferir se os computadores estão ligados e se há necessidade de folhas de ofício (se necessário providenciar);</li><li>6. Disponibilizar aparelho de pressão e estetoscópio na bancada</li><li>7. Disponibilizar, KIT cirúrgico, Kit bafeiro, manguito, cubas, extensão e toalhas;</li><li>8. Disponibilizar carrinho com material de rotina das atividades;</li><li>9. Preparar solução enzimática (segundo orientações do fabricante) distribuir em “bandejas” e colocar nas bancadas dos tanques de higienização dos instrumentais</li></ol>

	<p>dos alunos;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>10. Ligar seladora;</li><li>11. Verificar existência de instrumental e ou material para ser higienizado;</li><li>12. Se necessário já efetuar a limpeza conforme os Pops;</li><li>13. Verificar e se necessário reabastecer almotolias;</li><li>14. Montar a caixa de perfuro cortante, quando cheia lacrar, colocar em saco branco e conduzir ao expurgo;</li><li>15. Verificar necessidade de produzir materiais para esterilizar, se necessário iniciar processo;</li><li>16. Após encaminhar para o setor de esterilização, retornando com material que estejam esterilizadas;</li><li>17. Disponibilizar material para os alunos conforme demanda;</li><li>18. Disponibilizar impressos (quando necessário imprimir cópias;)</li><li>19. Realizar procedimento de enfermagem sempre que necessários de alunos e usuários (curativos, verificação de sinais vitais, HGT etc.)</li><li>20. Ao detectar algum problema na ordem estrutural ou de equipamentos, avisar a enfermeira da unidade para solicitar o conserto e ou reparo;</li><li>21. Solicitar material para o almoxarifado nas terças pela manhã ou quando necessário; No final do turno:</li><li>22. Recolher carrinho, organizar e repor material;</li><li>23. Revisar os boxes, (considera-se que os alunos devam deixar box organizado e cadeiras limpas);</li><li>24. Organizar e guardar (no local de achados e perdidos) materiais esquecidos na unidade;</li><li>25. Conferir extrato que acompanha os prontuários (início e no final do plantão) Verificar se:</li><li>26. RX ligado, DESLIGAR;</li><li>27. Aspiradores ligados, DESLIGAR;</li><li>28. Computadores ligados, DELIGAR;</li><li>29. Fechar as Janelas;</li><li>30. Retirar e guardar EPI ou descartar conforme técnica;</li><li>31. Desligar as luzes</li><li>32. Higienizar as mãos.</li><li>33. Fechar a porta do setor, deixar chaves na</li></ol>
--	--

	portaria
Resultado Esperado:	Organizar e atender a demanda da unidade com qualidade
Elaboração:	Enfa. Maria de Lourdes Brasil Enfa. Iva Ema Campos Aux. Enfermagem Danieli Salles Aux. Enfermagem Cindi Puggina
Revisão Anual:	Data:03/01/2022



Faculdade de Odontologia | UFPel



Procedimento Operacional Padrão (POP) do serviço de enfermagem na Faculdade de Odontologia- UFPel

Nº: 02/2021 Data de Emissão:	Setor: Norte/Sul Clínica (3º andar)
Tipo:	Organizacional
Tarefa:	<b>Limpeza dos aspiradores portáteis (considerar o modelo)</b>
Executante:	Téc. e Aux. de enfermagem
Supervisão Técnica:	Enfermeiro
Periodicidade:	Sempre que necessário <ul style="list-style-type: none"><li>Revisar diariamente aspirador portátil do consultório individual</li></ul>
Material Necessário:	EPI (Touca, óculos de proteção, máscara N95, luvas de procedimento, avental descartável manga longa, sapato fechado e propés); Aspiradores; Detergente enzimático; Balde; Escova de garrafa; Compressa.
Descrição da Ação:	<ol style="list-style-type: none"><li>Higienizar as mãos;</li><li>Colocar EPI;</li><li>Desprezar secreção acumulada no frasco do aspirador no tanque do expurgo. <b>Não desprezar</b> no tanque de limpeza de material;</li><li>Preparar, em um balde, solução enzimática, conforme orientação do fabricante;</li><li>Deixar o frasco do aspirador em imersão na solução enzimática por 5 minutos após realizar limpeza com escova de garrafa, e enxaguar com água corrente;</li><li>Retirar extensão e higienizar conforme POP 05;</li><li>Retirar e desprezar luvas;</li><li>Retirar óculos limpar e guardar;</li><li>Higienizar as mãos;</li><li>Seguir rotina do setor.</li></ol>
Resultado Esperado:	Aspiradores portáteis higienizados evitando incrustação de sujidade.

Elaboração:	Enfa. Maria de Lourdes Brasil Enfa. Iva Ema Campos Aux. Enfermagem Cindi Puggina
Revisão Anual:	Data: 03/01/2022



Faculdade de Odontologia | UFPel



Procedimento Operacional Padrão (POP) do serviço de enfermagem na Faculdade de Odontologia- UFPel

<b>Nº: 03/2021</b> Data de Emissão:	Setor: Norte/Sul Clínica (3º andar)
Tipo:	Organizacional
Tarefa:	<b>Higienização dos frascos de almotolias</b>
Executante:	Téc. e Aux. de enfermagem
Supervisão Técnica:	Enfermeiro
Periodicidade:	Sempre que necessário
Material Necessário:	EPI (Touca, óculos de proteção, máscara N95, luvas de procedimento, avental descartável manga longa, sapato fechado e propés); Almotolias; Álcool iodado; PVPI; Ácido peracético; Azul de metileno; Clorexidina 2%; Álcool gel.
Descrição da Ação:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Higienizar as mãos;</li><li>2. Colocar EPI;</li><li>3. Reabastecer o suficiente para uso diário ou semanal, as almotolias com álcool iodado, PVPI, ácido peracético, azul de metileno; detergente, clorexidine 2%, álcool 70% e álcool gel;</li><li>4. <b>ATENÇÃO</b> para não reabastecer as almotolias próximo ao final de semana.</li><li>5. Realizar higienização semanalmente nos frascos e tampas das almotolias;</li><li>6. Desprezar conteúdo restante (por isso a importância de manter o mínimo necessários nos frascos)</li><li>7. <b>Atenção:</b> as sobras das almotolias de álcool a 70% deveram ser armazenadas em um outro recipiente para ser utilizado na higiene de bancadas e cadeiras odontológicas;</li><li>8. Colocar as almotolias em imersão por 5</li></ol>

	<p>minutos em um balde com solução enzimática (diluir solução conforme orientação do fabricante),</p> <p>9. Realizar limpeza por fricção, utilizando a escova de garrafa;</p> <p>10. Fazer o enxague com água corrente, após deixar escorrer sobre uma compressa limpa e seca;</p> <p>11. Turno da manhã lavar almotolias do setor sul,</p> <p>12. Turno da tarde lavar almotolias setor norte.</p> <p>13. Segunda feira turno da manhã repõe as soluções nas respectivas almotolias</p> <p>14. Retirar e desprezar luvas;</p> <p>15. Retirar óculos limpar e guardar;</p> <p>16. Higienizar as mãos;</p> <p>17. Seguir rotina do setor.</p>
Resultado Esperado:	Almotolias higienizadas evitando meio de cultura.
Elaboração:	Enfa. Maria de Lourdes Brasil Enfa. Iva Ema Campos Aux. Enfermagem Cindi Puggina
Revisão Anual:	Data:03/01/2022



Faculdade de Odontologia | UFPel



Procedimento Operacional Padrão (POP) do serviço de enfermagem na Faculdade de Odontologia- UFPel

Nº: 04/2021 Data de Emissão:	Setor: Norte/Sul Clínica (3º andar)
Tipo:	Organizacional
Tarefa:	<b>Preparar solução enzimática para as bancadas de lavagem de instrumental</b>
Executante:	Téc. e Aux. de enfermagem
Supervisão:	Enfermeiro
Periodicidade:	Diariamente e/ou sempre que necessário
Material Necessário:	EPI (Touca, óculos de proteção, máscara N95, luvas de procedimento, avental descartável manga longa, sapato fechado e propés); Detergente enzimático; Cubas (ou vasilhame que equivalha); Balde.
Descrição da Ação:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lavar as mãos;</li><li>2. Colocar EPI;</li><li>3. Prepara diluição da solução enzimática em um balde conforme recomendação do fabricante (1ml/l)</li><li>4. Distribuir nas cubas quantidade suficiente para imersão do instrumental,</li><li>5. Distribuir as cubas nas bancadas dos tanques utilizados para higienização do instrumental dos alunos;</li><li>6. Durante o turno revisar as cubas, atentando para necessidade de troca da solução em caso de aparente sujidade;</li><li>7. No final do turno desprezar diluição;</li><li>8. Higienizar as cubas e secar.</li><li>9. O turno da deverá preparar nova diluição de solução enzimática. No entanto, deverá ATENTAR para sobra de diluição do turno da manhã que inda não tenha sido utilizada.</li><li>10. Não desperdiçar material</li><li>11. Retirar e desprezar luvas;</li><li>12. Retirar óculos limpar e guardar;</li></ol>

	13. Higienizar as mãos; 14. Seguir rotina do setor.
Resultado Esperado:	Almotolias higienizadas evitando meio de cultura.
Elaboração:	Enfa. Maria de Lourdes Brasil Enfa. Iva Ema Campos Aux. Enfermagem Cindi Puggina
Revisão Anual:	Data:03/01/2022



Procedimento Operacional Padrão (POP) do serviço de enfermagem na Faculdade de Odontologia- UFPel

<b>Nº: 05/2021</b> Data de Emissão:	Setor: Norte/Sul Clínica (3º andar)
Tipo:	Organizacional
Tarefa:	<b>Higienizar armários do posto de enfermagem</b>
Executante:	Téc. e Aux. de enfermagem
Supervisão Técnica:	Enfermeiro
Periodicidade:	Diariamente e/ou sempre que necessário
Material Necessário:	EPI (Touca, óculos de proteção, máscara N95, luvas de procedimento, avental descartável manga longa, sapato fechado e propés); Detergente dispensado pelo serviço de higienização Álcool 70% Balde, 2 compressas
Descrição da Ação:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lavar as mãos;</li><li>2. Colocar EPI;</li><li>3. Em um balde com água diluir o detergente;</li><li>4. Retirar o material disposto nas prateleiras (uma prateleira por vez);</li><li>5. Higienizar por fricção, com uma compressa embebida e torcida na solução com detergente, evitando excesso de água, em toda a extensão da prateleira (repetir duas vezes) removendo toda sujidade;</li><li>6. Com outra compressa embebida em álcool a 70%, fazer assepsia da prateleira e de todos os materiais a serem dispostos nesta prateleira, possíveis de assepsia;</li><li>7. Repetir estas ações em todas as prateleiras do posto de enfermagem e bancadas;</li><li>8. Retirar e desprezar luvas;</li><li>9. Retirar óculos limpar e guardar;</li><li>10. Higienizar as mãos;</li><li>11. Seguir rotina do setor.</li></ol>
Resultado Esperado:	Prateleiras, armários e bancadas higienizadas evitando acúmulo de sujidade.
Elaboração:	Enfa. Maria de Lourdes Brasil Enfa. Iva Ema Campos Aux. Enfermagem Cindi Puggina
Revisão Anual:	Data:03/01/2022



Faculdade de Odontologia | UFPel



Procedimento Operacional Padrão (POP) do serviço de enfermagem na Faculdade de Odontologia- UFPel

<b>Nº: 06/2021</b> Data de Emissão:	Setor: Norte/Sul Clínica (3º andar))
Tipo:	Organizacional
Tarefa:	<b>Lavar e embalar Instrumental Cirúrgico (espelho, fórceps, cureta, cabo de bisturi, afastador, lima óssea, Kit RP-pinça e tesoura etc.)</b>
Executante:	Téc. e Aux. de enfermagem
Supervisão:	Enfermeiro
Periodicidade:	Sempre que necessário
Material Necessário:	EPI (Touca, óculos de proteção, máscara N95, luvas de procedimento, avental descartável manga longa, sapato fechado e propés); Material Detergente enzimático; Balde; Cuba; Escova; Compressas; Papel Grau Cirúrgico; Seladora; Caneta ponta grossa; Gaze.
Descrição da Ação:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Higienizar as mãos;</li><li>2. Colocar EPI;</li><li>3. Diluir detergente enzimático conforme orientação do fabricante no balde e distribuir em “cubas” conforme quantidade e tamanho do material;</li><li>4. Colocar material em imersão na solução enzimática por 5 minutos;</li><li>5. Após efetuar lavagem por fricção com escova;</li><li>6. Enxaguar com água corrente em abundância;</li><li>7. Secar o instrumental com compressa e dispor em bancada higienizada;</li><li>8. Certificar se o material está efetivamente</li></ol>

	<p>seco;</p> <p>9. Limpar e guardar óculos; descartar luvas</p> <p>10. Higienizar as mãos;</p> <p>11. Embalar instrumental cirúrgico, individualmente, com papel grau cirúrgico (usar tamanho adequado para cada o instrumental);</p> <p>12. Lembrar que no envelope com Kit RP deverá constar uma tesoura e uma pinça;</p> <p>13. Todo material pontiagudo deverá ser envolvido com uma camada extra de grau cirúrgico na ponta, para evitar que perfure o envelope no manuseio;</p> <p>14. Efetuar a selagem com borda de 3cm;</p> <p>15. Identificar (data e assinatura) NA BORDA</p> <p style="padding-left: 40px;">a. *Não identificar no meio do envelope;</p> <p>16. Encaminhar para esterilização conforme rotina da unidade;</p> <p>17. Higienizar as mãos.</p> <p>18. Seguir rotina do setor.</p>
Resultado esperado:	Material higienizado, seco e embalado para esterilizar.
Elaboração:	Enfa. Maria de Lourdes Brasil Enfa. Iva Ema Campos
Revisão Anual:	Data: 03/01/2022



Faculdade de Odontologia | UFPel



Procedimento Operacional Padrão (POP) do serviço de enfermagem na Faculdade de Odontologia- UFPel

<b>Nº: 07/2021</b>	Setor: Norte/Sul
Data de Emissão:	Clínica (3º andar)
Tipo:	Organizacional
Tarefa:	<b>Preparar extensão de silicone para esterilizar.</b>
Executante:	Téc. e Aux. de enfermagem
Supervisão Técnica:	Enfermeiro
Periodicidade:	Diariamente
Material Necessário:	EPI (Touca, máscara N95, avental descartável manga longa, sapato fechado e propés); Extensões de silicone; Papel Grau Cirúrgico 15cm; Seladora; Caneta ponta grossa; Gaze.
Descrição da Ação:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Higienizar as mãos;</li><li>2. Colocar EPI;</li><li>3. Verificar se as extensões estão secas;</li><li>4. Enrolar individualmente cada extensão em diâmetro de 7 cm;</li><li>5. Usar uma gaze para atar o rolo;</li><li>6. Embalar em papel grau cirúrgico;</li><li>7. Efetuar a selagem com borda de 3cm;</li><li>8. Identificar (data e assinatura); NA BORDA. *Não identificar no meio do envelope;</li><li>9. Encaminhar para esterilização conforme rotina da unidade;</li><li>10. Higienizar as mãos;</li><li>11. Seguir rotina do setor.</li></ol>
Resultado Esperado:	Material embalado para esterilização.
Elaboração:	Enfa. Maria de Lourdes Brasil Enfa. Iva Ema Campos Aux. Enfermagem Cindi Puggina
Revisão Anual:	Data: 03/01/2022



Faculdade de Odontologia | UFPel



Procedimento Operacional Padrão (POP) do serviço de enfermagem na Faculdade de Odontologia- UFPel

Nº: <b>08/2021</b> Data de Emissão:	Setor: Norte/Sul Clínica (3º andar)
Tipo:	Organizacional
Tarefa:	<b>Lavar (se necessário) e preparar cubas para esterilizar</b>
Executante:	Téc. e Aux. de enfermagem
Supervisão Técnica:	Enfermeiro
Periodicidade:	Diariamente ou sempre que necessário
Material Necessário:	EPI (Touca, óculos de proteção, máscara N95, luvas de procedimento, avental descartável manga longa, sapato fechado e propés); Detergente enzimático 2 Cubas; Papel Grau Cirúrgico; Seladora ou Papel térmico (conforme disponibilidade); Fita crepe; Fita teste p/ autoclave; Caneta ponta grossa; Compressa.
Descrição da Ação:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Higienizar as mãos;</li><li>2. Colocar EPI;</li><li>3. Lavar as cubas com detergente enzimático e secar com uma compressa (sempre que necessário). <b>*o esperado é de que este material seja entregue limpo pelo aluno;</b></li><li>4. Tirar as luvas;</li><li>5. Higienizar as mãos;</li><li>6. Embalar em duplas em embalagem de papel grau cirúrgico ou em papel térmico, considerando tamanho das cubas;</li><li>7. Efetuar a selagem com borda de 3cm;</li><li>8. No caso de papel térmico fechar com fita crepe e colocar fita teste de 6cm;</li><li>9. Identificar (data e assinatura) NA BORDA.<ol style="list-style-type: none"><li>a. *Não identificar no meio do envelope;</li></ol></li><li>10. Encaminhar para esterilização conforme rotina do setor;</li><li>11. Higienizar as mãos;</li></ol>

	12. Seguir rotina do setor.
Resultado Esperado:	Material limpo e embalado para esterilização
Elaboração:	Enfa. Maria de Lourdes Brasil, Enfa. Iva Ema Campos Aux. Enfermagem Danieli Salles Aux. Enfermagem Cindi Puggina
Revisão Anual:	Data: 03/01/2022
Aprovação:	ComBios: _____ Direção: _____ Supervisão de enfermagem: _____



Procedimento Operacional Padrão (POP) do serviço de enfermagem na Faculdade de Odontologia- UFPel

<b>Nº: 09/2021</b> Data de Emissão:	Setor: Norte/Sul      Clínica (3º andar)
Tipo:	Organizacional
Tarefa:	<b>Preparar caixa metálica perfurada para esterilizar</b>
Executante:	Téc. e Aux. de enfermagem
Supervisão Técnica:	Enfermeiro
Periodicidade:	Sempre que necessário
Material Necessário:	EPI (Touca, máscara N95, avental descartável manga longa, sapato fechado e propés); SMS; Fita Teste de autoclave; Fita Crepe larga; Caneta para identificação ponta grossa; 2 Compressas.
Descrição da Ação:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Higienizar as mãos;</li><li>2. Colocar EPI;</li><li>3. Colocar uma compressa no fundo da caixa metálica perfurada, armazenar material odontológico conforme volume permitido;</li><li>4. Colocar compressa acima do material exposto na caixa;</li><li>5. Embalar com SMS conforme técnica;</li><li>6. Fixar SMS com fita crepe o suficiente para garantir a vedação, evitando o desperdício,</li><li>7. Colar fita de teste, (aproximadamente 6cm);</li><li>8. Colar fita crepe na parte superior do volume com data, assinatura e identificação do material;</li><li>9. Encaminhar para esterilização conforme rotina do setor;</li><li>10. Higienizar as mãos.</li><li>11. Seguir rotina do setor.</li></ol>
Resultado Esperado:	Embalagem segura para esterilização efetiva.
Elaboração:	Enfa. Maria de Lourdes Brasil Enfa. Iva Ema Campos Ax. Enfermagem Cindi Puggina
Revisão Anual:	Data:03/01/2022



Faculdade de Odontologia | UFPel



Procedimento Operacional Padrão (POP) do serviço de enfermagem na Faculdade de Odontologia- UFPel

Nº: <b>10/2021</b> Data de Emissão	Setor: Norte/Sul Clínica (3º andar)
Tipo:	Organizacional
Tarefa:	<b>Embalar compressas cirúrgicas e/ou toalhas de mão para esterilizar</b>
Executante:	Téc. e Aux. de enfermagem
Supervisão Técnica:	Enfermeiro
Periodicidade:	Sempre que necessário
Material Necessário:	EPI (Touca, máscara N95, avental descartável manga longa, sapato fechado e propés); Papel Grau Cirúrgico 15cm; Seladora; Caneta ponta grossa; 3 Compressas ou 3 toalhas de mão;
Descrição da Ação:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Higienizar as mãos;</li><li>2. Colocar EPI;</li><li>3. Dobrar individualmente cada compressa ou toalha de mão;</li><li>4. Colocar uma sobre a outra, conforme técnica de forma ser possível pegar a que estiver em cima sem contaminar as demais;</li><li>5. Embalar com papel grau cirúrgico,</li><li>6. Efetuar a selagem com borda de 3cm;</li><li>7. Identificar (data e assinatura) NA BORDA *Não identificar no meio do envelope;</li><li>8. Encaminhar para esterilização conforme rotina do setor;</li><li>9. Higienizar as mãos;</li><li>10. Seguir rotina do setor.</li></ol>
Resultado Esperado:	Compressas embaladas para esterilização.
Elaboração:	Enfa. Maria de Lourdes Brasil Enfa. Iva Ema Campos Aux. Enfermagem Cindi Puggina
Revisão Anual:	Data: 03/01/2022



Procedimento Operacional Padrão (POP) do serviço de enfermagem na Faculdade de Odontologia- UFPel

<b>Nº: 11/2021</b> Data de Emissão:	Setor: Norte/Sul Clínica (3º andar)
Tipo:	Organizacional
Tarefa:	<b>Embalar Kit Campo Cirúrgico (1 Campo F (fenestrado), 2 Batas, 1 Campo C (campo grande de mesa), 2 propés, 1 manguitos) para esterilizar</b>
Executante:	Téc. e Aux. de enfermagem
Supervisão Técnica:	Enfermeiro
Periodicidade:	Sempre que necessário
Material Necessário:	EPI (Touca, máscara N95, avental descartável manga longa, sapato fechado e propés); SMS (1m x1m); Fita Crepe; Fita teste p/ autoclave; Caneta ponta grossa; Kit Campo Cirúrgico.
Descrição da Ação:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Higienizar as mãos;</li><li>2. Colocar EPI;</li><li>3. Dobrar individualmente cada item do Kit, conforme técnica;</li><li>4. Abrir em cima de uma superfície lisa e limpa em um campo de SMS;</li><li>5. Colocar na sequência de baixo para cima 1 campo F, 1 bata, 1 campo C, 1 bata, 1 Pro pé e 2 manguitos);</li><li>6. Fechar SMS conforme técnica de embalagem para esterilização;</li><li>7. Selar com fita crepe;</li><li>8. Colocar fita teste para autoclave de 6cm</li><li>9. Identificar (data e assinatura);</li><li>10. Encaminhar para esterilização conforme rotina do setor;</li><li>11. Higienizar as mãos;</li><li>12. Seguir rotina do setor.</li></ol>
Resultado Esperado:	Kit embalado para esterilização
Elaboração:	Enfa. Maria de Lourdes Brasil Enfa. Iva Ema Campos Aux. Enfermagem Cindi Puggina
Revisão Anual:	Data: 03/01/2022



Faculdade de Odontologia | UFPel



Procedimento Operacional Padrão (POP) do serviço de enfermagem na Faculdade de Odontologia- UFPel

Nº: <b>12/2021</b> Data de Emissão:	Setor: Norte/Sul Clínica (3º andar)
Tipo:	Organizacional
Tarefa:	<b>Preparar avental cirúrgico para esterilizar</b>
Executante:	Téc. e Aux. de enfermagem
Supervisão Técnica:	Enfermeiro
Material Necessário:	EPI (Touca, máscara N95, avental descartável manga longa, sapato fechado e propés); Papel Grau Cirúrgico; Seladora; Caneta ponta grossa; Avental Cirúrgico.
Periodicidade:	Sempre que necessário
Descrição da Ação:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Higienizar as mãos;</li><li>2. Colocar EPI;</li><li>3. Dobrar avental cirúrgico conforme técnica</li><li>4. Colocar individualmente na embalagem de 30 cm de grau cirúrgico;</li><li>5. Efetuar a selagem com borda de 3cm</li><li>6. Identificar (data e assinatura) NA BORDA; *Não identificar no meio do envelope</li><li>7. Encaminhar para esterilização conforme rotina do setor;</li><li>8. Higienizar as mãos;</li><li>9. Seguir rotina do setor.</li></ol>
Resultado Esperado:	Aventais cirúrgicos embalados para esterilização
Elaboração:	Enfa. Maria de Lourdes Brasil Enfa. Iva Ema Campos Aux. Enfermagem Cindi Puggina
Revisão Anual:	Data:03/01/2022



Faculdade de Odontologia | UFPel



Procedimento Operacional Padrão (POP) do serviço de enfermagem na Faculdade de Odontologia- UFPel

Nº: <b>13/2021</b> Data de Emissão:	Setor: Norte/Sul Clínica (3º andar)
Tipo:	Organizacional
Tarefa:	<b>Preparar Kit (campo e babei-ro) para esterilizar</b>
Executante:	Téc. e Aux. de enfermagem
Supervisão Técnica:	Enfermeiro
Material Necessário:	EPI (Touca, máscara N95, avental descartável manga longa, sapato fechado e propés) Papel Grau Cirúrgico 15cm; Seladora; Caneta ponta grossa; Kits (campo A -campo de mesa pequeno- e babei-ro).
Periodicidade:	Sempre que necessário
Descrição da Ação:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Higienizar as mãos;</li><li>2. Colocar EPI;</li><li>3. Dobrar o campo cirúrgico e o babei-ro individualmente conforme técnica;</li><li>4. Colocar na embalagem de grau cirúrgico na ordem de primeiro campo e segundo o babei-ro;</li><li>5. Efetuar a selagem com borda de 3cm</li><li>6. Identificar (data e assinatura) NA BORDA<ol style="list-style-type: none"><li>a. *Não identificar no meio do envelope;</li></ol></li><li>7. Encaminhar para esterilização conforme rotina do setor;</li><li>8. Higienizar as mãos;</li><li>9. Seguir rotina do setor.</li></ol>
Resultado Esperado:	Material embalado para esterilização
Elaboração:	Enfa. Maria de Lourdes Brasil Enfa. Iva Ema Campos Aux. Enfermagem Cindi Puggina
Revisão Anual:	Data:03/01/2022



Faculdade de Odontologia | UFPel



Procedimento Operacional Padrão (POP) do serviço de enfermagem na Faculdade de Odontologia- UFPel

<b>Nº: 14/2021</b> Data de Emissão:	Setor: Norte/Sul Clínica (3º andar)
Tipo:	Organizacional
Tarefa:	<b>Preparar Manguito para esterilizar</b>
Executante:	Téc. e Aux. de enfermagem
Supervisão Técnica:	Enfermeiro
Periodicidade:	Sempre que necessário
Material Necessário:	EPI (Touca, máscara N95, avental descartável manga longa, sapato fechado e propés); Papel Grau Cirúrgico 15cm; Seladora; Caneta ponta grossa.
Descrição da Ação:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Higienizar as mãos</li><li>2. Colocar EPI</li><li>3. Dobrar manguito individualmente conforme técnica;</li><li>4. Colocar na embalagem de grau cirúrgico;</li><li>5. Efetuar a selagem com borda de 3cm</li><li>6. Identificar (data e assinatura) NA BORDA *Não identificar no meio do envelope;</li><li>7. Encaminhar para esterilização conforme rotina do setor;</li><li>8. Higienizar as mãos;</li><li>9. Seguir rotina do setor.</li></ol>
Resultado Esperado:	Material embalado para esterilização.
Elaboração:	Enfa. Maria de Lourdes Brasil Enfa. Iva Ema Campos Aux. Enfermagem Cindi Puggina
Revisão Anual:	Data: 03/01/2022



Faculdade de Odontologia | UFPel



Procedimento Operacional Padrão (POP) do serviço de enfermagem na Faculdade de Odontologia- UFPel

<b>Nº: 15/2021</b> Data de Emissão:	Setor: Norte/Sul Clínica (3º andar)
Tipo:	Organizacional
Tarefa:	<b>Preparar Gaze para esterilizar</b>
Executante:	Téc. e Aux. de enfermagem
Supervisão Técnica:	Enfermeiro
Periodicidade:	Sempre que necessário
Material Necessário:	EPI (Touca, máscara N95, avental descartável manga longa, sapato fechado e propés); 80 Papel térmico 20cm x 20cm; Papel grau cirúrgico 45cm x 50cm; Seladora; Fita crepe; Fita teste p/ autoclave; Caneta ponta grossa; Gaze.
Descrição da Ação:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Higienizar as mãos;</li><li>2. Colocar EPI;</li><li>3. Cortar papel térmico;</li><li>4. Separar grupos de 8 gazes;</li><li>5. Embalar em papel térmico conforme técnica</li><li>6. Selar com fita crepe;</li><li>7. Colocar fita teste para autoclave 6cm</li><li>8. Identificar (data e assinatura);</li><li>9. Embalar o grupo de 80 pacotes de gaze em pacote de papel grau cirúrgico;</li><li>10. Selar com seladora;</li><li>11. Encaminhar para esterilização;</li><li>12. Higienizar as mãos;</li><li>13. Seguir rotina do setor.</li></ol>
Resultado Esperado:	Material embalado para esterilização.
Elaboração:	Enfa. Maria de Lourdes Brasil Enfa. Iva Ema Campos Aux. Enfermagem Cindi Puggina
Revisão Anual:	Data:03/01/2022



Faculdade de Odontologia | UFPel



Procedimento Operacional Padrão (POP) do serviço de enfermagem na Faculdade de Odontologia- UFPel

<b>Nº: 16/2021</b> Data de Emissão:	Setor: Norte/Sul Clínica (3º andar))
Tipo:	Organizacional
Tarefa:	<b>Preparar Algodão para esterilizar</b>
Executante:	Téc. e Aux. de enfermagem
Supervisão Técnica:	Enfermeiro
Periodicidade:	Sempre que necessário
Material Necessário:	EPI (Touca, máscara N95, avental descartável manga longa, sapato fechado e propés); Papel Térmico; Fita teste p/ autoclave; Caneta ponta grossa; Papel grau cirúrgico 40cm x 50cm seladora Algodão
Descrição da Ação:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Higienizar as mãos,</li><li>2. Colocar EPI,</li><li>3. Cortar papel térmico;</li><li>4. Separar bolas de algodão pequenas;</li><li>5. Embalar individualmente em papel térmico conforme técnica;</li><li>6. Selar com fita teste para autoclave 6cm;</li><li>7. Identificar (data e assinatura);</li><li>8. Embalar em grau cirúrgico, grupos de 80 pacotinhos;</li><li>9. Efetuar a selagem com borda de 3cm</li><li>10. Identificar (data e assinatura) NA BORDA; *Não identificar no meio do envelope</li><li>11. Encaminhar para esterilização;</li><li>12. Higienizar as mãos;</li><li>13. Seguir rotina do setor.</li></ol>
Resultado Esperado:	Material embalado para esterilização
Elaboração:	Enfa. Maria de Lourdes Brasil Enfa. Iva Ema Campos Aux. Enfermagem Cindi Puggina
Revisão Anual:	Data:03/01/2022



Faculdade de Odontologia | UFPel



Procedimento Operacional Padrão (POP) do serviço de enfermagem na Faculdade de Odontologia- UFPel

<b>Nº: 17/2021</b>	Setor: Norte e Sul
Data de Emissão:	Clínica (3º andar)
Tipo:	Organizacional
Tarefa:	<b>Verificar prontuários</b>
Executante:	Téc. e Aux. de enfermagem
Supervisão Técnica:	Enfermeiro
Periodicidade	Diariamente
Material Necessário:	EPI (Touca, máscara N95, avental descartável manga longa, sapato fechado); Caneta;
Descrição da Ação:	<ol style="list-style-type: none"><li>1.Higienizar as mãos;</li><li>2.Verificar se o extrato com número do prontuário está de acordo com o número de prontuários ao receber do arquivista, no início do plantão;</li><li>3. No final do turno verificar novamente e fazer checagem;</li><li>4.Caso identifique falta de prontuário comunicar professor responsável pela disciplina imediatamente;</li><li>5.Encaminhar prontuários na pasta, para o setor de arquivo;</li></ol> <p>*A equipe de enfermagem não será responsável pelo sumiço de prontuários, visto que estes serão manuseados e de responsabilidade dos alunos e professores.</p>
Resultado Esperado	Evitar extravio de prontuários
Elaboração:	Enfa. Maria de Lourdes Brasil Enfa. Iva Ema Campos
Revisão Anual:	Data: 03/01/2022
Aprovação:	ComBios: _____ Direção: _____ Supervisão de enfermagem: _____