



Faculdade de Odontologia | UFPel



Procedimento Operacional Padrão (POP) do serviço de enfermagem na Faculdade de Odontologia- UFPel

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nº: 01/2021</b>   | Setor: Sul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Data de Emissão:     | Clínica (2º Andar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tipo:                | Organizacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tarefa:              | <b>Rotina do setor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Executante:          | Tec. e Aux. de enfermagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Supervisão Técnica:  | Enfermeiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Periodicidade:       | Diariamente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Material Necessário: | EPI (Touca, máscara N95, óculos de proteção, luvas de procedimento, avental de manga longa, sapato fechado).<br><b>* Luvas de procedimento e óculos de proteção, para limpeza de material, equipamentos, manuseio de material contaminado e/ou sempre que necessário)</b><br>Material disponível na unidade para desenvolver a rotina do setor; |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrição da Ação: | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pegar chave na portaria;</li> <li>2. Higienizar as mãos;</li> <li>3. Vestir EPI;</li> <li>4. Abrir as janelas no início do turno da manhã, fechar janelas no final do turno da tarde;</li> <li>5. Limpar as bancadas;</li> <li>6. Conferir material e repor sempre que necessário;</li> <li>7. Preparar solução enzimática (seguindo orientações do fabricante) distribuir em “bandejas” e colocar nas bancadas dos tanques de higienização dos instrumentais;</li> <li>8. Conferir se os computadores estão ligados e se há necessidade de folhas de ofício (se necessário providenciar)</li> <li>9. Ligar seladora, se necessário;</li> <li>10. Verificar necessidade de produzir materiais (gaze e algodão) e se necessário iniciar processo;</li> <li>11. Após encaminhar para o setor de esterilização, retornando com material que já estejam esterilizados;</li> <li>12. Realizar procedimento de enfermagem sempre que necessários de alunos e usuários (curativos, verificação de sinais</li> </ol> |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <p>vitalis etc.);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>13. Montar a caixa de perfuro cortante, quando cheia, lacrar e colocar em saco branco conduzir ao expurgo;</li> <li>14. Disponibilizar impressos (quando necessário imprimir cópias;)</li> <li>15. Ao detectar algum problema na ordem estrutural ou de equipamentos, avisar a enfermeira da unidade para solicitar o conserto e ou reparo;</li> <li>16. Solicitar material para o almoxarifado nas segundas feiras pela manhã e/ou quando necessário;</li> <li>17. Atender demanda de alunos e odontólogo durante o turno;</li> <li>18. Organizar a clínica para o turno seguinte:</li> <li>19. Turno da manhã fazer a revisão da unidade no final do turno;</li> <li>20. Higienizar, secar e embalar instrumental conforme rotina;</li> <li>21. Verificar água dos reservatórios (repor se necessário);</li> <li>22. Revisar os boxes;</li> <li>23. Organizar e guardar (no local de achados e perdidos) materiais esquecidos na unidade;</li> </ol> <p>No final do turno:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>24. Realizar limpeza interna dos armários do posto (uma vez ao mês),</li> <li>25. Verificar se Aspirador ligado, DESLIGAR;</li> <li>Computadores ligado, DELIGAR;</li> <li>27. Conferir extrato que acompanha os prontuários (no início e final do plantão);</li> <li>28. Fechar as Janelas;</li> <li>29. Desligar as luzes;</li> <li>30. Retirar e descartar EPI;</li> <li>31. Higienizar as mãos;</li> <li>32. Fechar setor deixar chaves na portaria.</li> </ol> |
| Resultado Esperado: | Efetividade das rotinas do setor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Elaboração:         | <p>Enfa. Maria de Lourdes Brasil Enfa. Iva Ema Campos</p> <p>Aux.Enf. Marcia Eliane <u>Rodrigues</u> Ferreira</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Revisão Anual:      | Data: 01/03/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



Faculdade de Odontologia | UFPel



Procedimento Operacional Padrão (POP) do serviço de enfermagem na Faculdade de Odontologia- UFPel

|                      |                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nº: 02/2021</b>   | Setor: Sul                                                                                                                                                                                                 |
| Data de Emissão:     | Clínica (2º andar)                                                                                                                                                                                         |
| Tipo:                | Organizacional                                                                                                                                                                                             |
| Tarefa:              | <b>Limpeza dos aspiradores portáteis (considerar o modelo)</b>                                                                                                                                             |
| Executante:          | Téc. e Aux. de enfermagem                                                                                                                                                                                  |
| Supervisão Técnica:  | Enfermeiro                                                                                                                                                                                                 |
| Periodicidade:       | Sempre que necessário                                                                                                                                                                                      |
| Material Necessário: | EPI (Touca, óculos de proteção, máscara N95, luvas de procedimento, avental descartável manga longa, sapato fechado);<br>Aspiradores;<br>Detergente enzimático;<br>Balde;<br>Escova de garrafa; Compressa. |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrição da Ação:  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Higienizar as mãos;</li> <li>2. Colocar EPI;</li> <li>3. Desprezar secreção acumulada no frasco do aspirador no tanque do expurgo.</li> <li>4. Preparar, em um balde, solução enzimática, conforme orientação do fabricante;</li> <li>5. Deixar o frasco do aspirador em imersão na solução enzimática por 5 minutos após realizar limpeza com escova de garrafa, e enxaguar com água corrente;</li> <li>6. Diluir em um balde a solução enzimática conforme orientações do fabricante</li> <li>7. Retirar a extensão de silicone do sugador do aspirador, limpar excesso de fluídos e resíduos com água corrente e após colocar em imersão na solução enzimática no balde;</li> <li>8. Após imersão de 6h passar o mandril, fazer fricção em toda a extensão com intuito de retirar toda e qualquer sujidade do lúmen da extensão, no balde;</li> </ol> |
|                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>9. A medida em que fiquem limpos acondicionar na pia para fazer o enxague individual com água corrente, e deixar escorrer;</li> <li>10. Após liberação do excesso de água, colocar no suporte para secar;</li> <li>11. Retirar e desprezar luvas;</li> <li>12. Retirar óculos limpar e guardar;</li> <li>13. Higienizar as mãos; 14. Seguir rotina do setor.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Resultado Esperado: | Aspiradores portáteis higienizados evitando incrustação de sujidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Elaboração:         | <p>Enfa. Maria de Lourdes Brasil Enfa. Iva Ema Campos</p> <p>Aux.Enf. Marcia Eliane <u>Rodrigues</u> Ferreira</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Revisão Anual       | Data:03/01/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



Faculdade de Odontologia | UFPel



Procedimento Operacional Padrão (POP) do serviço de enfermagem na  
Faculdade de Odontologia- UFPel

|                    |                                                                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nº: 03/2021</b> | Setor: Sul                                                                                                                               |
| Data de Emissão:   | Clínica (2º andar)                                                                                                                       |
| Tipo:              | Organizacional                                                                                                                           |
| Tarefa:            | <b>Higienização dos frascos de almotolias</b>                                                                                            |
| Executante:        | Téc. e Aux. de enfermagem                                                                                                                |
| Supervisão:        | Enfermeiro                                                                                                                               |
| Periodicidade:     | Sempre que necessário <ul style="list-style-type: none"><li>• Revisar diariamente aspirador portátil do consultório individual</li></ul> |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material Necessário: | <p>EPI (Touca, óculos de proteção, máscara N95, luvas de procedimento, avental descartável manga longa, sapato fechado);</p> <p>Almotolias;</p> <p>Álcool iodado,</p> <p>PVPI;</p> <p>Ácido peracético;</p> <p>Azul de metileno;</p> <p>Clorexidina 2%; Álcool gel.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Descrição da Ação:   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Higienizar as mãos;</li> <li>2. Colocar EPI;</li> <li>3. Reabastecer o suficiente para uso diário ou semanal, as almotolias com álcool iodado, PVPI, ácido peracético, azul de metileno; detergente, clorexidine 2%, álcool 70% e álcool gel; <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ATENTAR</b> para não reabastecer as almotolias próximo ao final de semana.</li> </ul> </li> <li>4. Realizar higienização semanalmente (Sexta-feira) nos frascos e tampas das almotolias;</li> <li>5. Desprezar conteúdo restante (por isso a importância de manter o mínimo necessários nos frascos) <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Atenção:</b> as sobras das almotolias de álcool a 70% deveram ser armazenadas em um outro recipiente para ser utilizado na higiene de bancadas e cadeiras odontológicas;</li> </ul> </li> </ol> |
|                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Colocar as almotolias em imersão por 5 minutos em um balde com solução enzimática (diluir solução conforme orientação do fabricante);</li> <li>7. Realizar limpeza por fricção, utilizando a escova de garrafa;</li> <li>8. Fazer o enxague com água corrente, após deixar escorrer sobre uma compressa limpa e seca;</li> <li>9. Segunda feira turno da manhã repõe as soluções nas respectivas almotolias;</li> <li>10. Retirar e desprezar luvas;</li> <li>11. Retirar óculos limpar e guardar;</li> <li>12. Higienizar as mãos;</li> <li>13. Seguir rotina do setor.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Resultado Esperado:  | Almotolias higienizadas evitando meio de cultura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|               |                                                                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaboração:   | Enfa. Maria de Lourdes Brasil Enfa. Iva Ema Campos<br><br>Aux.Enf. Marcia Eliane Rodrigues Ferreira |
| Revisão Anual | Data:                                                                                               |



Faculdade de Odontologia | UFPel



Procedimento Operacional Padrão (POP) do serviço de enfermagem na Faculdade de Odontologia- UFPel

|                                        |                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Nº: <b>04/2021</b><br>Data de Emissão: | Setor: Sul<br>Clínica (2º andar)                                               |
| Tipo:                                  | Organizacional                                                                 |
| Tarefa:                                | <b>Preparar solução enzimática para as bancadas de lavagem de instrumental</b> |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Executante:          | Téc. e Aux. de enfermagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Supervisão Técnica:  | Enfermeiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Periodicidade:       | Diariamente e/ou sempre que necessário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Material Necessário: | EPI (Touca, óculos de proteção, máscara N95, luvas de procedimento, avental descartável manga longa, sapato fechado);<br>Detergente enzimático;<br>Cubas (ou vasilhame que equivalha); Balde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Descrição da Ação:   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lavar as mãos;</li> <li>2. Colocar EPI;</li> <li>3. Prepara diluição da solução enzimática em um balde conforme recomendação do fabricante (1ml/l)</li> <li>4. Distribuir nas cubas quantidade suficiente para imersão do instrumental,</li> <li>5. Distribuir as cubas nas bancadas dos tanques utilizados para higienização do instrumental dos alunos;</li> <li>6. Durante o turno revisar as cubas, atentando para necessidade de troca da solução em caso de aparente sujidade;</li> <li>7. No final do turno desprezar diluição;</li> <li>8. Higienizar as cubas e secar.</li> <li>9. O turno da deverá preparar nova diluição de solução enzimática. No entanto, deverá ATENTAR para sobra de diluição do turno da manhã que inda não tenha sido utilizada. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Não desperdiçar material</li> </ul> </li> <li>10. Retirar e desprezar luvas;</li> <li>11. Retirar óculos limpar e guardar;</li> <li>12. Higienizar as mãos;</li> <li>13. Seguir rotina do setor.</li> </ol> |
| Resultado Esperado:  | Almotolias higienizadas evitando meio de cultura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Elaboração:          | Enfa. Maria de Lourdes Brasil Enfa.<br>Iva Ema Campos<br><br>Aux.Enf. Marcia Eliane Rodrigues Ferreira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Revisão Anual        | Data:03/01/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



Faculdade de Odontologia | UFPel



Procedimento Operacional Padrão (POP) do serviço de enfermagem na  
Faculdade de Odontologia- UFPel

|                     |                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Nº: 05/2021</b>  | Setor: Sul                                                   |
| Data de Emissão:    | Clínica (2º andar)                                           |
| Tipo:               | Organizacional                                               |
| Tarefa:             | <b>Higienizar armários e bancadas do posto de enfermagem</b> |
| Executante:         | Téc. e Aux. de enfermagem                                    |
| Supervisão Técnica: | Enfermeiro                                                   |
| Periodicidade:      | Mensalmente ou sempre que necessário                         |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material Necessário: | EPI (Touca, óculos de proteção, máscara N95, luvas de procedimento, avental descartável manga longa, sapato fechado);<br>Detergente dispensado pelo serviço de higienização<br>Álcool 70%<br>Balde<br>2 compressas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Descrição da Ação:   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lavar as mãos;</li> <li>2. Colocar EPI;</li> <li>3. Em um balde com água diluir o detergente;</li> <li>4. Retirar o material disposto nas prateleiras (uma prateleira por vez);</li> <li>5. Higienizar por fricção, com uma compressa embebida e torcida na solução com detergente, evitando excesso de água, em toda a extensão da prateleira (repetir duas vezes) removendo toda sujidade;</li> <li>6. Com outra compressa embebida em álcool a 70%, fazer assepsia da prateleira e de todos os materiais a serem dispostos nesta prateleira, possíveis de assepsia;</li> <li>7. Repetir estas ações em todas as prateleiras do posto de enfermagem e bancadas;</li> <li>8. Retirar e desprezar luvas;</li> <li>9. Retirar óculos limpar e guardar;</li> <li>10. Higienizar as mãos;</li> <li>11. Seguir rotina do setor.</li> </ol> |
| Resultado Esperado:  | Prateleiras, armários e bancadas higienizadas evitando acúmulo de sujidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Elaboração:          | Enfa. Maria de Lourdes Brasil<br>Enfa. Iva Ema Campos<br>Aux.Enf. Marcia Eliane Rodrigues Ferreira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Revisão Anual        | Data: 03/01/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



Faculdade de Odontologia | UFPel



Procedimento Operacional Padrão (POP) do serviço de enfermagem na Faculdade de Odontologia- UFPel

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Nº: <b>06/2021</b> | Setor: Sul                          |
| Data de Emissão:   | Clínica (2º andar)                  |
| Tipo:              | Organizacional                      |
| Tarefa:            | <b>Lavar e embalar Instrumental</b> |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Executante:          | Téc. e Aux. de enfermagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Supervisão Técnica:  | Enfermeiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Periodicidade:       | Sempre que necessário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Material Necessário: | <p>EPI (Touca, óculos de proteção, máscara N95, luvas de procedimento, avental descartável manga longa, sapato fechado);</p> <p>Material</p> <p>Detergente enzimático;</p> <p>Balde;</p> <p>Cuba;</p> <p>Escova;</p> <p>Compressas;</p> <p>Papel Grau Cirúrgico;</p> <p>Seladora;</p> <p>Caneta ponta grossa; Gaze.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Descrição da Ação:   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Higienizar as mãos;</li> <li>2. Colocar EPI;</li> <li>3. Diluir detergente enzimático conforme orientação do fabricante no balde e distribuir em “cubas” conforme quantidade e tamanho do material;</li> <li>4. Colocar material em imersão na solução enzimática por 5 minutos;</li> <li>5. Após efetuar lavagem por fricção com escova;</li> <li>6. Enxaguar com água corrente em abundância;</li> <li>7. Secar o instrumental com compressa e dispor em bancada higienizada;</li> <li>8. Certificar se o material está efetivamente seco;</li> <li>9. Limpar e guardar óculos; descartar luvas</li> <li>10. Higienizar as mãos;</li> <li>11. Embalar instrumental cirúrgico,</li> </ol> |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <p>individualmente, com papel grau cirúrgico (usar tamanho adequado para cada o instrumental);</p> <p>12. Lembrar que no envelope com Kit RP deverá constar uma tesoura e uma pinça;</p> <p>13. Todo material pontiagudo deverá ser envolvido com uma camada extra de grau cirúrgico na ponta, para evitar que perfure o envelope no manuseio;</p> <p>14. Efetuar a selagem com borda de 3cm;</p> <p>15. Identificar (data e assinatura) NA BORDA<br/>*Não identificar no meio do envelope;</p> <p>16. Encaminhar para esterilização conforme rotina da unidade;</p> <p>17. Higienizar as mãos.</p> <p>18. Seguir rotina do setor.</p> |
| Resultado esperado: | Material higienizado, seco e embalado para esterilizar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Elaboração:         | <p>Enfa. Maria de Lourdes Brasil Enfa. Iva Ema Campos</p> <p>Aux.Enf. Marcia Eliane Rodrigues Ferreira</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Revisão Anual:      | Data:03/01/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



Faculdade de Odontologia | UFPel



Procedimento Operacional Padrão (POP) do serviço de enfermagem na Faculdade de Odontologia- UFPel

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nº: 07/2021          | Setor: Sul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Data de Emissão:     | Clínica (2º andar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tipo:                | Organizacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tarefa:              | <b>Preparar Gaze para esterilizar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Executante:          | Téc. e Aux. de enfermagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Supervisão Técnica:  | Enfermeiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Periodicidade:       | Sempre que necessário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Material Necessário: | EPI (Touca, máscara N95, avental descartável manga longa, sapato fechado); 80 Papel térmico 20cm x 20cm;<br>Papel grau cirúrgico 45cm x 50cm;<br>Seladora;<br>Fita crepe;<br>Fita teste p/ autoclave;<br>Caneta ponta grossa; Gaze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Descrição da Ação:   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Higienizar as mãos;</li><li>2. Colocar EPI;</li><li>3. Cortar papel térmico;</li><li>4. Separar grupos de 8 gazes;</li><li>5. Embalar em papel térmico conforme técnica</li><li>6. Selar com fita crepe;</li><li>7. Colocar fita teste para autoclave 6cm</li><li>8. Identificar (data e assinatura);</li><li>9. Embalar o grupo de 80 pacotes de gaze em pacote de papel grau cirúrgico;</li><li>10. Selar com seladora;</li><li>11. Encaminhar para esterilização;</li><li>12. Higienizar as mãos;</li><li>13. Seguir rotina do setor.</li></ol> |
| Resultado Esperado:  | Material embalado para esterilização.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Elaboração:          | Enfa. Maria de Lourdes Brasil<br>Enfa. Iva Ema Campos<br>Aux.Enf. Marcia Eliane Rodrigues Ferreira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Revisão Anual        | Data:03/01/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



Faculdade de Odontologia | UFPel



Procedimento Operacional Padrão (POP) do serviço de enfermagem na Faculdade de Odontologia- UFPel

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nº: <b>08/2021</b>   | Setor: Sul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Data de Emissão:     | Clínica (2º andar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tipo:                | Organizacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tarefa:              | <b>Preparar Algodão para esterilizar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Executante:          | Téc. e Aux. de enfermagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Supervisão Técnica:  | Enfermeiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Periodicidade        | Sempre que necessário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Material Necessário: | EPI (Touca, máscara N95, avental descartável manga longa, sapato fechado);<br>Papel Térmico;<br>Fita teste p/ autoclave;<br>Caneta ponta grossa;<br>Papel grau cirúrgico 40cm x 50cm<br>seladora Algodão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Descrição da Ação:   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Higienizar as mãos,</li><li>2. Colocar EPI,</li><li>3. Cortar papel térmico;</li><li>4. Separar bolas de algodão pequenas;</li><li>5. Embalar individualmente em papel térmico conforme técnica;</li><li>6. Selar com fita teste para autoclave 6cm;</li><li>7. Identificar (data e assinatura);</li><li>8. Embalar em grau cirúrgico, grupos de 80 pacotinhos;</li><li>9. Efetuar a selagem com borda de 3cm</li></ol> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Identificar (data e assinatura) NA BORDA;<br/>*Não identificar no meio do envelope</li><li>11. Encaminhar para esterilização;</li><li>12. Higienizar as mãos;</li><li>13. Seguir rotina do setor.</li></ol> |
| Resultado Esperado:  | Material embalado para esterilização                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Elaboração:          | Enfa. Maria de Lourdes Brasil<br>Enfa. Iva Ema Campos<br>Aux.Enf. Marcia Eliane Rodrigues Ferreira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Revisão Anual:       | Data: 03/01/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



Faculdade de Odontologia | UFPel



Procedimento Operacional Padrão (POP) do serviço de enfermagem na Faculdade de Odontologia- UFPel

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nº: 09/2021</b><br>Data de<br>Emissão: | Setor: Sul<br>Clínica (2º andar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tipo:                                     | Organizacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tarefa:                                   | <b>Verificar prontuários</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Executante:                               | Téc. e Aux. de enfermagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Supervisão<br>Técnica:                    | Enfermeiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Periodicidade                             | Diariamente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Material<br>Necessário:                   | EPI (Touca, máscara N95, avental descartável manga longa, sapato fechado);<br>Caneta;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Descrição da<br>Ação:                     | <ol style="list-style-type: none"><li>1.Higienizar as mãos;</li><li>2.Verificar se o extrato com número do prontuário está de acordo com o número de prontuários ao receber do arquivista, no início do plantão;</li><li>3. No final do turno verificar novamente e fazer checagem;</li><li>4.Caso identifique falta de prontuário comunicar professor responsável pela disciplina imediatamente;</li><li>5.Encaminhar prontuários na pasta, para o setor de arquivo;</li></ol> <p>*A equipe de enfermagem não será responsável pelo sumiço de prontuários, visto que estes serão manuseados e de responsabilidade dos alunos e professores.</p> |
| Resultado<br>Esperado                     | Evitar extravio de prontuários                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Elaboração:                               | Enfa. Maria de Lourdes Brasil Enfa.<br>Iva Ema Campos<br>Aux.Enf. Marcia Eliane Rodrigues Ferreira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                |                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| Revisão Anual: | Data: 03/01/2022                                                       |
| Aprovação:     | ComBios: _____<br>Direção: _____<br>Supervisão de enfermagem:<br>_____ |