

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL - ODONTOLOGIA  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



# E-BOOK

# INSTRUMENTAIS

# ODONTOLÓGICOS

SEGUNDA EDIÇÃO

Universidade Federal de Pelotas / Sistema de Bibliotecas  
Catalogação na Publicação  
Elaborada por Leda Lopes CRB: 10/2064

E16 E-book instrumentais odontológicos [recurso eletrônico]: PET  
odontologia UFPel/Ana Maria de Oliveira... [et al.]. 2.ed. - Pelotas:  
PET Odonto/UFPel, 2026.  
175 p.: il. color. 40,7 MB, e-book (PDF)

ISBN: 978-65-02-22854-8

1. Odontologia. 2. Instrumentos odontológicos. 3. Equipamentos de  
Proteção. 4. Kit acadêmico. I. Oliveira, Ana Maria de... [et al.].

Black: D 5191





# **E-BOOK INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS**

SEGUNDA EDIÇÃO

PET - ODONTOLOGIA UFPEL

## **AUTORES**

ANA MARIA DE OLIVEIRA  
ARTHUR NEIS PINHEIRO  
BÁRBARA CANUTO SAMPAIO  
GABRIELLE FERREIRA CARDOSO  
LARISSA SCHWARTZ RADATZ  
MARIANA SORIA LOPES  
JOÃO PEDRO PORCIUNCULA OLIVEIRA  
JULIA MARRONI DA ROSA  
RAFAELA CORREA MARTINS  
RYAN DIAS CANILHA  
STÉFANIE VITÓRIA MIRITZ VOLZ  
VITOR GABRIEL DA SILVA  
VITOR RADTKE WIETH  
VIRGÍNIA POGORZELSKI DE VARGAS  
MATEUS BERTOLINI FERNANDES DOS SANTOS  
NATÁLIA MARCUMINI POLA



## **Sobre o e-Book**

Bem-vindo(a) a este guia desenvolvido pelo Programa de Educação Tutorial da Faculdade de Odontologia da UFPel. Nosso objetivo é simplificar o processo de escolha e compra dos instrumentais odontológicos obrigatórios, conforme a lista oficial de materiais disponível no site da Faculdade. Além disso, queremos fornecer orientações práticas para facilitar a aquisição de materiais ao longo da graduação.

Neste e-Book, você encontrará informações sobre os principais instrumentais usados em cada semestre do curso, suas funções, características essenciais e dicas úteis. Nosso intuito é ajudar você a evitar gastos desnecessários, priorizando os itens realmente necessários para o seu aprendizado prático.

Vale lembrar que este e-book tem como finalidade apenas auxiliar e não deve ser visto como uma lista rígida para a compra dos materiais. O grupo PET não se responsabiliza por compras erradas. As listas oficiais de materiais, com as especificações detalhadas, estão disponíveis no site da Faculdade de Odontologia.



## Sumário

|             |       |     |
|-------------|-------|-----|
| 2º semestre | _____ | 1   |
| 3º semestre | _____ | 6   |
| 4º semestre | _____ | 22  |
| 5º semestre | _____ | 81  |
| 6º semestre | _____ | 129 |
| 7º semestre | _____ | 149 |

# 1º e 2º SEMESTRES

Do primeiro ao segundo semestre da Faculdade, não é necessário adquirir muitos materiais, pois ainda estamos no ciclo básico. As principais solicitações são relacionadas ao Equipamento de Proteção Individual (EPI), que, basicamente, é o seu jaleco, máscara e luva. Em relação ao jaleco, não recomendamos a compra de modelos muito caros, pois as peças anatômicas são mantidas em formol, o que pode causar manchas no tecido em caso de contato e inviabilizar o uso posterior nas clínicas. Somado a isso, indicamos que seja com o punho fechado, justamente pelo mesmo motivo.

Além disso, no segundo semestre, para a disciplina de Anatomia Dental, é solicitado o uso de lamparina, espátula 7 e esculpido lecron nº 5, que serão utilizados para o desenvolvimento das habilidades motoras necessárias na produção da anatomia dental. Os materiais utilizados na anatomia dental serão expostos à chama e por isso ficarão queimados. Mas não se preocupe! Esse processo será realizado novamente na disciplina de Prótese dentária. Então guarde esses materiais que serão úteis novamente durante a sua graduação.

## 2º SEMESTRE

**Esculpidor Lecron - Golgran nº 5**



**Espátula 7 - Ice**



**Lamparina New Light de  
Alumínio - S.E. Comercial**





# **EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)**

**Pijama cirúrgico**



**Máscara PFF2 ou N95**



**Jalecos descartáveis**



**Toucas descartáveis**





**Luvas de procedimento**



**Sobreluvas descartáveis**



**Óculos de proteção**



**Luvas de proteção**



# 3º SEMESTRE

## Disciplinas

Radiologia Odontológica e Imaginologia

Cariologia



# **RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA E IMAGINOLOGIA**

## Conjunto de posicionadores autoclaváveis

Para auxiliar no posicionamento correto do filme radiográfico na boca do paciente. Será utilizado por todo o período da graduação!



## Sacos plásticos maleáveis

Tamanhos: 8x12cm e 6x24cm (sacolê). São utilizados para a proteção do filme radiográfico de contaminação com a saliva ou fluídos da cavidade oral do paciente. Podem ser comprados em casas de embalagens.




## Cronômetro

Utiliza-se para determinar o tempo durante o processamento radiográfico manual. NÃO pode usar o do celular!



## Foto 3x4



**Fita crepe**



**Tesoura pequena**



**Régua de 20cm**



**Rolo de papel toalha**



**Rolo de PVC**



**Ficha para Raio-X Adulto**



**Borrifador com  
álcool 70%**



Uma (1) única ficha. Deve possuir no mínimo um furo. Utiliza-se para o relatório da radiografia do manequim.

## Grau cirúrgico

Necessário possuir de 12 à 20 cm de largura. Utilizados para autoclavar seus posicionadores para uso na clínica (envelopes prontos ou bobina).



## Estojo para esterilização

Tamanho: 20x9x4cm (comprimento x largura x altura). Para não entortar os posicionadores na esterilização.



## Filme radiográfico oclusal

É um (1) único filme, não uma caixa de filmes. Utilizam-se nas aulas práticas de radiografia oclusal e para uma possível realização de alguma técnica oclusal na prova prática.



## Caixa de filmes radiográficos

COMPRA CONJUNTA PARA A TURMA. Uma caixa de filmes periapicais tipo E, para treinamento de técnicas e radiografias no manequim.





# **CARIOLOGIA**

### **Espelho bucal de primeiro plano nº 5 - COM CABO**



Visualização de estruturas com visão indireta.

### **Pinça clínica**



Serve para manipular objetos (gaze, algodão) sem que o profissional toque diretamente neles.

### **Sonda exploradora nº 5**



Serve para avaliar interface restauradora.

### **Sonda milimetrada periodontal Carolina do norte ou Williams 23**



Utilizada para verificar sangramento à sondagem da margem gengival.



### **Escavador duplo de dentina 11 1/2**



### **Escavador duplo de dentina 14**



### **Escavador duplo de dentina 20**



Servem para realizar a remoção seletiva do tecido cariado com segurança.

### **Sonda OMS - Ballpoint**



Serve para realização do exame ICDAS, ou seja, inspeção tátil da estrutura dentária.

## Manequim odontológico



Marca: MOM

**1 Molar superior e 1  
Molar inferior com  
cavidade tipo classe I**



Devem ser da mesma  
marca do manequim!

**Chave  
Phillips**



Para  
montagem dos  
manequins  
nos BOBS

**Broca carbide  
esférica nº 4 para  
micromotor e  
contra-ângulo**



**Broca carbide  
esférica nº 6 para  
micromotor e  
contra-ângulo**



**Escova de  
Robinson**



**Taça de borracha**



**Pote dappen**



**Microbrush**



**Tubo Falcon - 15ml**



**Prendedor de babador jacaré**



**Óculos de proteção**



**Escova de dentes**



**Fio dental**



**Roleta de algodão**



**Sugador de saliva**



**Babador descartável**



**Protetor para bico de seringa  
tríplice tipo canudinho plástico**



# KIT ACADÊMICO



Deve acompanhar ou ser adquirido separadamente o spray lubrificante para alta e baixa rotação com bico aplicador de lubrificante triplo, garantindo a manutenção das peças de mão, uma boa durabilidade e funcionamento adequados, além dos cuidados necessários para garantia do produto ser utilizada, caso necessário.



Este material é utilizado durante **toda a faculdade e vida profissional**, por isso, é importante pesquisar com cautela as marcas e durabilidades, além de serem peças que demandam um maior investimento.

## COMPONENTES DO KIT ACADÊMICO

**Caneta de alta  
rotação**



**Contra  
ângulo**



**Peça  
reta**



**Micromotor**





## COMPONENTES DO **KIT ACADÊMICO**

**Mandril (adaptador  
de contra-ângulo)**



**Saca-brocas**



Avaliar se estes itens vem no  
seu kit acadêmico

# 4º SEMESTRE

## Disciplinas

Semiologia Odontológica

Periodontia Pré-clínica

Dentística Pré-clínica

Materiais Odontológicos I



# **SEMIOLOGIA ODONTOLÓGICA**

## Recipiente com tampa



Serve para transporte do material contaminado para lavagem (sugestão de tamanho: mínimo 20,0 cm de comprimento por 10,0 cm de largura).

## Escova para lavagem do material



## Embalagem de sacos plásticos



## Sacos tipo sacolé



### Dica:

Estes sacos plásticos servem para o controle de infecção dos posicionadores e dos filmes radiográficos, seus tamanhos devem ser 8cmx12cm e 6cmx24cm (tipo sacolé). Você encontra facilmente em alguns mercados/fruteiras da cidade, sendo geralmente mais MALEÁVEIS do que os sacos plásticos comprados online, desta forma, garantindo mais conforto ao paciente.

**Rolo de filme PVC**



**Borrifador com  
álcool 70%**



**Rolo de papel  
toalha branco**



**Copos plásticos**



**Protetor - bico de  
seringa tríplice**



**Dica:**

Não há necessidade de gastar mais para comprar os protetores das dentais (aqueles coloridos, por exemplo). Basta você comprar um canudo plástico mais "grossinho" e adaptar no bico da seringa tríplice.

**Dica:**

Eles servem para embalar o seu material para a esterilização. Compre tamanhos variados de papel grau cirúrgico, pois você também terá tamanhos variados de instrumentais e eles devem ficar bem adaptados no papel.

**Rolo de papel grau cirúrgico****Placa de fósforo Eagle PS nº 2**

As placas de fósforo servem para captar imagens radiográficas intraorais sem necessidade de uso de radiografias convencionais.

A placa de fósforo a ser comprada precisa **OBRIGATORIAMENTE** ser da marca **Dabi Atlante**, uma vez que leitor presente nas clínicas da Faculdade são da referida marca.

**Dica:**

Compre as placas de fósforo junto com a sua turma (costuma sair mais barato). Será utilizado por todo o período da graduação!

**Cronômetro**

O cronômetro pode ser bem simples (o mesmo utilizado em Radiologia), **MAS NÃO PODE EMITIR LUZ BRANCA**. Lembrando que o cronômetro serve para contagem do tempo que o filme radiográfico deve ficar em cada solução.



### Conjunto de posicionadores radiográficos

Para auxiliar no posicionamento correto do filme ou placa de fósforo na boca do paciente.



### Colgadura individual

Para posicionamento dos filmes radiográficos convencionais nos líquidos revelador e fixador.



### Afastador labial Expandex

Para afastamento dos tecidos moles dos pacientes.

### Afastador labial lateral - U



Para afastamento dos tecidos moles dos pacientes.

### Prendedor jacaré



Prendedor para o babador.

### Fio dental



Serve para verificar contatos proximais e fazer a deplacagem nestas regiões.

### Pasta profilática



Pasta para realizar profilaxia.

### Babador descartável



Barreira utilizada para proteger o paciente contra a deposição de fluidos, resíduos e detritos gerados durante os procedimentos clínicos.

### 2 pacotes de roletes de algodão



Dispositivos absorventes utilizados para isolamento relativo e leve afastamento de mucosas.



### Escova multicerdas

06 (seis) Escovas multicerdas. Servem para deplacagem e orientação de higiene. Adquiriram modelos extra-macias ou macias.



### Pinça Muller para carbono

Serve para apreender o papel articular para avaliar os contatos oclusais.



### Espelho bucal nº 5 - COM CABO

Visualização de estruturas com visão indireta.



### Sonda clínica exploradora nº 5

Serve para avaliar a interface resauradora.



### Pinça clínica

Serve para manipular objetos (gaze, algodão) sem que o profissional toque diretamente neles.



### Sonda Williams 23

Utilizada para verificar sangramento a sondagem da margem gengival.



**Escavador duplo de dentina 17****Escavador duplo de dentina 14****Escavador duplo de dentina 11 1/2**

Servem para realizar a remoção seletiva do tecido cariado com segurança.

**Sonda OMS**

Serve para realização do exame ICDAS, ou seja, inspeção tátil da estrutura dentária.

**Espátulas de resina****Tesoura cirúrgica de ponta reta**

Serve para cortar materiais/estruturas.

Serve para o manuseio de materiais restauradores/selantes.

## Pontas esféricas diamantadas



Utilizadas para o desgaste da estrutura dental e preparo de cavidades.

### Dica:

Os números são 1012, 1013 e 1014. Podem ser usadas as mesmas de dentística pré-clínica, porém estéreis.

## Brocas carbide nºs 2, 4 e 6



## Escovas de Robinson



Utilizadas para a realização de profilaxia.

## Taças de borracha



Utilizadas para a realização de profilaxia.

## Pote Dappen



Utilizado como recipiente para armazenar os materiais durante os procedimentos.

## Escova de aço



Utilizado para limpeza de brocas e pontas diamantadas.

## Microbrush - tamanho regular



Aplicador indicado para a inserção controlada de materiais em cavidades ou superfícies dentárias, como sistemas adesivos, selantes, vernizes e outros agentes clínicos.

## Kit Acadêmico Odontológico



Utilizado para diversos procedimentos odontológicos, como profilaxias, cirurgias, preparo de cavidades.

## Mandril para contra ângulo



Serve para adaptar pontas ou brocas da caneta de alta rotação na caneta de baixa rotação.

### Kit universal para acabamento e polimento



Foto apenas de exemplo, utilizem o mesmo da dentística - Kit Dentística UFPel (American Burrs).

### Kit de pontas diamantadas para acabamento e polimento



Utilizadas para dar acabamento aos procedimentos restauradores.

#### Dica:

Podem ser utilizadas as mesmas pontas de dentística. Nas dentais da cidade podem ser encontradas como "kit dentística acabamento e polimento UFPel"

### Espelho de mão para o paciente



Utilizado para o paciente conseguir observar o resultado dos procedimentos realizados e para orientação de higiene bucal.

### 1 pacote de sugador descartável



Utilizado para aspirar saliva da boca do paciente durante os procedimentos odontológicos.



# **PERIODONTIA PRÉ-CLÍNICA**

### Espelho bucal n º5 - COM CABO



Componente essencial no kit clínico utilizado em diversas especialidades odontológicas. Na periodontia, desempenha funções importantes, como proporcionar visibilidade indireta, retrain os tecidos moles e auxiliar no diagnóstico, entre outras aplicações fundamentais para a prática clínica.

### Pinça clínica



Assim como o espelho bucal, a pinça clínica é um instrumental essencial no kit clínico de diversas especialidades. Sua principal função é manipular materiais, como algodão, gaze e instrumentais pequenos, com precisão e segurança.

### Seringa Carpule



Sua principal função é administrar o anestésico no local desejado, com controle e precisão.

### Dica:

Porém, de aluno para aluno, é importante ressaltar que, embora seja fundamental na clínica, no laboratório utilizamos basicamente para compor a bancada. Porém deverá ser adquirida, visto que os professores cobram a sua presença na bancada.

## SONDAS MILIMETRADAS

Esses instrumentais são utilizados para avaliar a profundidade das bolsas periodontais, identificar perdas de inserção, monitorar a saúde gengival, entre outras aplicações clínicas. A lista inclui duas sondas, a Williams n° 23 e a Carolina do Norte n° 15.

### Sonda Williams n° 23



Não possui marcações em 4 e 6 mm

### Carolina do norte n° 15



Possui marcações mais evidenciadas em 5, 10 e 15 mm

### Sonda Nabers



Também é milimetrada e essencial na prática clínica, com a principal função de avaliar o envolvimento de furcas em dentes multirradiculares.

Os instrumentais apresentados possuem marcas apenas **como exemplo**, sem necessidade de utilizá-las especificamente.



## INSTRUMENTAIS DE RASPAGEM E ALISAMENTO

A principal função desses instrumentais é remover o cálculo dental e a placa bacteriana acumulada nas superfícies dentais, tanto supragengivais quanto subgengivais. Além disso, são importantes para a limpeza e o alisamento radicular, tornando-se essenciais no controle das doenças periodontais.

### Ponta Morse nº 0-00



É utilizado na raspagem supragengival e possui dois ângulos de corte, sendo projetado especialmente para ser empregado em dentes anteriores.

### Cureta McCall nº 13-14



É uma cureta universal, com ângulo de corte nos dois lados (o que impede seu uso em áreas subgengivais). Pode ser utilizada em todas as faces dos dentes ANTERIORES.

### Cureta McCall nº 17-18



É uma cureta universal, com ângulo de corte nos dois lados (o que impede seu uso em áreas subgengivais). Pode ser utilizada em todas as faces dos dentes POSTERIORES.

As curetas universais  
possuem lâmina de corte em  
um ângulo de 90°

**Cureta Gracey nº 5-6**

É uma cureta específica, com ângulo de corte apenas em um lado, permitindo seu uso tanto supragengival quanto subgengival. É indicada para todas as faces dos dentes anteriores.

**Cureta Gracey nº 7-8**

Cureta específica (permitindo seu uso tanto supragengival quanto subgengival). É indicada para as faces livres dos dentes posteriores.

**Cureta Gracey nº 11-12**

Utilizada tanto supragengival quanto subgengival. É indicada para as faces mesiais dos dentes posteriores.

**Cureta Gracey nº 13-14**

É uma cureta específica e indicada para as faces distais dos dentes posteriores.

As curetas específicas  
possuem lâmina de corte em  
um ângulo de 60°

## CURETA GRACEY MINI-FIVE

As curetas gracey da série mini-five possuem as mesmas indicações das gracey tradicionais, porém são mais indicadas para o tratamento de bolsas periodontais profundas e estreitas, devido ao seu design mais compacto e alongado.

### Cureta Gracey Mini-Five nº 5-6



Utilizada tanto supragengival quanto subgengival, com preferência para uso subgengival. É indicada para todas as faces dos dentes anteriores.

### Cureta Gracey Mini-Five nº 7-8



Utilizada em bolsas periodontais profundas e estreitas, nas faces livres dos dentes posteriores.

### Cureta Gracey Mini-Five nº 11-12



Cureta específica - utilizada em bolsas periodontais profundas e estreitas - nas faces mesiais dos dentes posteriores.

### Cureta Gracey Mini-Five nº 13-14



Cureta específica, utilizada nas faces distais dos dentes posteriores.

### **Cureta Columbia 4R-4L**



Indicada para o tratamento de lesões de furca, podendo ser usada na raspagem supragengival e subgengival, devido ao seu formato que facilita o acesso a essas áreas.

### **LIMAS HIRSCHFIELD**

São indicadas para a remoção de cálculo dental e placa bacteriana em bolsas periodontais profundas. A 3-7 é recomendada para as faces livres, enquanto a 5-11 é mais indicada para as faces proximais.

#### **Lima Hirschfield nº 3-7**



#### **Lima Hirschfield nº 5-11**



### **Pedra de afiar**



É utilizada para recuperar o fio de corte dos instrumentais, deve ter granulação média, sendo recomendadas pelos professores da disciplina as marcas 'Bear' ou 'Norton' (importadas ou similares nacionais).

### **Lima triangular**



Também é utilizada para recuperar o fio de corte dos instrumentais periodontais (deem preferência para a lima metálica).

### **Dica:**

Conversem com os professores e avaliem a real necessidade de possuir tanto a pedra quanto a lima, pois a maioria dos colegas utilizam apenas a pedra para afiar os instrumentais.

### Seringa com agulha



Adquiram as de 10 ml ou 20 ml. Neste primeiro momento, utilizamos apenas para organizar a bancada.

### Cuba INOX



Preferencialmente pequena, para organizar a bancada, armazenar materiais durante o atendimento e outras aplicações.

### Taça de borracha



É utilizada no contra-ângulo para realizar profilaxia. Os professores recomendam, no mínimo, 10 unidades, mas no laboratório não chegamos a utilizar nem metade delas.

### **Escova multicerda**



Adquiram modelos extra-macia ou macia. Como não utilizamos em pacientes, não é necessário investir em escovas de alto custo.

### **Escovas interdenta**



São necessários modelos extrafino, fino, médio e grosso.

### **Escova Unitufo**



Neste momento não utilizamos em pacientes, então não é necessário investir em escovas de alto custo.

## Fio dental

O fio dental encerado desliza com mais facilidade e oferece maior resistência.



## Passa - fio

Facilita a inserção do fio dental em áreas de difícil acesso, como ao redor de aparelhos ortodônticos, tornando a higienização mais eficiente.

## Super - floss

Indicado para a higiene de pessoas com aparelho ortodôntico, coroas, próteses sobre implantes, entre outros.

Consultem os professores sobre a real necessidade de adquirir este item.







### **Tiras de lixa de acabamento de resina**

As tiras de lixa não precisam ser adquiridas separadamente, pois já estão incluídas no kit TDV utilizado para dentística.

### **Gaze**

Pode ser adquirida em embalagens unitárias com 10 unidades ou em maiores quantidades. Para uso em pacientes, é necessário esterilizar pequenas porções previamente.



### **EVA**

Utilizado para forrar a bancada, garantindo organização e proteção dos materiais.



### **Borrifador com álcool 70%**

A maioria dos colegas utilizam um único frasco em todas as clínicas/disciplinas.

### **Manequim odontológico**

Será utilizado o mesmo de disciplinas anteriores, como cariologia, preferencialmente da marca MOM (se adapta ao suporte de cabeça do laboratório).



### **Dentes preparados para perio**

É necessário adquirir dentes específicos para raspagem, compatíveis com o manequim.



#### **Dica:**

Comprem em conjunto com outros colegas da sala, pois as empresas oferecem descontos para compras coletivas.

## **ALGUMAS SUGESTÕES DOS PROFESSORES DA DISCIPLINA**

- Sugerem não comprar marcas como ALLPRIME e FAVA;
- Kit Periodontia Millennium Preparo Básico – UFPel;
- Preferência para curetas com cabo espesso e oco;
- Materiais que não sejam novos devem apresentar o desenho original e pouco desgaste por afiação errada e esterilização;
- Não serão aceitos dentes pintados de esmalte;
- Não serão aceitos manequins que não estiverem com a gengiva íntegra.



# **DENTÍSTICA PRÉ-CLÍNICA**

### Caneta de alta rotação



### Contra ângulo



### Peça reta



### Micromotor



#### Dica:

Vale investir em um bom kit acadêmico!

Comprar em conjunto com a turma para conseguir um kit acadêmico melhor por um menor preço também é interessante.



Adapta brocas de alta rotação em contra-ângulo, pode acompanhar o kit acadêmico ou comprar separadamente.

## Manequim odontológico com dentes hígidos e cavitados completo da MOM

Deve ser **obrigatoriamente** da MOM, pois é o que apresenta encaixe adequado aos simuladores do laboratório.

*Compra é feita diretamente com os representantes!*



### DENTES NECESSÁRIOS

#### Dentes para uso na aula prática (todos hígidos):

Dente 25 (Classe I)  
Dente 26 (Classe I)  
Dente 27 (Classe I)  
Dente 45 (Classe II MOL)  
Dente 46 (Classe II MO)  
Dente 47 (Classe II MO)  
Dente 24 (Classe V)  
Dente 25 (Classe V)  
Dente 13 (Classe III MVP)  
Dente 12 (Classe III MVP)  
Dente 22 (Classe III MVP)  
Dente 11 (Classe IV)  
Dente 21 (Classe IV)  
Dente 11 ou 21 (Faceta)

#### Dentes para uso na prova prática (todos hígidos):

Dente 11 ou 21  
Dente 16 ou 26  
Dente 36 ou 46

#### Dentes para uso extraclasse (todos preparados):

Dente 16 (Classe I)  
Dente 15 (Classe I)  
Dente 27 (Classe I)  
Dente 36 (Classe II MOD)  
Dente 35 (Classe II MOD)  
Dente 47 (Classe II MOD)  
Dente 22 cariado na mesial e distal (Classe III)  
Dente 14 (Classe V)  
Dente 13 (Classe V)  
Dente 13 (Classe III)  
Dente 12 (Classe III MVP)  
Dente 22 (Classe III)  
Dente 32 (Classe IV)  
Dente 31 (Classe IV)  
Dente 41 (Classe IV)  
Dente 42 (Classe IV)  
Dente 11 ou 21 (Faceta)



Todos os dentes já estão disponíveis  
no Kit do Manequim da MOM



### **Protetor de bancada**

E.V.A. de papelaria usado para proteger a bancada no laboratório.

### **Espelho intrabucal**



Na dentística, o espelho bucal é usado para visualizar áreas difíceis de acessar, refletir luz em locais escuros, afastar tecidos moles e auxiliar no processo restaurador.

### **Sonda exploradora oitavada nº 5**



É comumente usada para verificar a presença de irregularidades na superfície dental.

### Sonda exploradora oitavada nº 3



Sua função é explorar a cavidade oral, principalmente a área interproximal, ajudando a identificar cáries, fissuras e irregularidades nos dentes.

### Sonda Williams nº 23



Sonda periodontal usada para sondar o sulco periodontal e medir a profundidade da bolsa periodontal.

### Pinça clínica



Utilizada para segurar, posicionar e manipular materiais, como gazes, algodões ou outros itens durante procedimentos clínicos.





### 1 pacote de sugador

Remove saliva, sangue, secreções e resíduos durante os procedimentos clínicos.

### 1 pacote de gaze

Ajuda a controlar sangramentos e absorver secreções.



### Álcool gel pequeno

É um produto de higiene pessoal e de limpeza que pode ser usado para higienizar as mãos e limpar superfícies.

### 1 pacote de rolete de algodão

Usado no isolamento, retém umidade, protege áreas bucais durante procedimentos e auxilia na limpeza e secagem da cavidade bucal.



### **Chave de fenda Philips**



Comprado em ferragem, serve para fixar o manequim da MOM no BOB.

### **Cabo de bisturi nº 3**



Usado para segurar lâminas de bisturi, facilitando cortes.

### **Lâminas de bisturi nº 12**



Usa-se para retirar excessos interproximais no acabamento das restaurações.

### **Lapiseira**



Com grafite 0.5 mm comprada em papelaria, usada para realizar marcações nos dentes.



### Microbrush

Pincéis descartáveis usados na aplicação de produtos odontológicos. Recomenda-se comprar o fino.

### Pote plástico / tupperware

Comprado com utensílios de cozinha, serve para guardar o instrumental de laboratório.



### Seringa Centrix com ponteiros específicos

Ou similar, empregada para inserção de produtos viscosos na cavidade bucal do paciente, como resinas, cimentos, pastas e géis.





### **Fotopolimerizador**

*Tipo LED com mínimo de 450mW/cm2 de irradiância*

O fotopolimerizador é um aparelho que emite luz para endurecer materiais resinosos em odontologia.

#### **Dica:**

Vale investir em um bom! Organizar uma compra coletiva (cada um o seu) é uma ótima forma de conseguir desconto.

### **Pinça hemostática / mosquito reta**



Auxilia no manuseio de pequenos materiais, como as cunhas de madeira.

### **Tesoura íris cirúrgica reta de ponta fina**



Corta fios, tecidos delgados, membrana e outros.



### **Fio dental encerado**

Usado para conferir o contato interproximal e confeccionar amarrias, as quais ajudam a estabilizar o isolamento absoluto. Não pode ser fita dental.

### **Frasco Dappen de vidro (1 unidade)**

Indicado para manipulação de material odontológico e protético.



### **Frasco Dappen de plástico (1 unidade)**

Indicado para manipulação de material odontológico e protético. Também pode ser de silicone.

### **Fio retrator 000 (ultra fino)**

Fio para isolamento e afastamento gengival. Recomenda-se Ultrapack da Ultradent.



## MATERIAIS PARA ISOLAMENTO

### Caneta para marcar CD/DVD (preta)



Serve para marcar o local da perfuração no lençol de borracha de acordo com a posição dental.

### Alicate perfurador de Ainsworth



Usado para perfurar o lençol de borracha.

### Arco de Young Adulto (metálico/inox – aberto)



Utilizado para fixar o lençol de borracha, proporcionando o isolamento absoluto.



### **Cola de cianoacrilato (superbonder)**

Ajuda a vedar o isolamento absoluto, utilizado principalmente na técnica modificada.

### **Barreira gengival fotopolimerizável**

Substituto do lençol de borracha, protege o tecido gengival contra irritações por produtos clínicos.  
Ex.: topdam, maxdam



### **Dique de Borracha (1 caixa por aluno)**

Indicado para o isolamento dentário durante a realização de procedimentos odontológicos.

## Expandex Adulto



Afastador labial que promove afastamento de lábios e bochechas na realização de procedimentos odontológicos.

## Afastador labial com afastador de língua

Auxilia no afastamento de lábios, bochechas e língua do paciente. Recomenda-se ArcFlex da FGM Tamanho M.



## Fita de vedação (veda-rosca ou isotape)



*+ fácil  
manuseio  
apenas*

As duas servem para isolar os dentes adjacentes durante o sistema adesivo.

## Pinça porta grampo de Palmer



Utilizado para levar o grampo ao dente, em um procedimento de isolamento absoluto.



## GRAMPOS PARA ISOLAMENTO

Os grampos são usados para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto.

### ANTERIORES



**212 (c/asa)**



**B4 (s/asa)**

Compre 2 B4

### PRÉ - MOLARES



**206 (c/asa)**



**208 (c/asa)**

### MOLARES



**26 (s/asa)**



**200 (c/asa)**



**205 (c/asa)**



**W8A (s/asa)**

Indicado especialmente aqueles molares parcialmente erupcionados ou com coroas anatômicas irregulares, que exigem maior retenção.

Sugestão: Kit de Grampos da Golgram Millenium para UFPEL

## MATERIAIS PARA PREPARO E RESTAURAÇÃO

### Pinça para carbono do tipo Miller




Utilizada para segurar o carbono no teste de oclusão.

### Porta-Matriz Toflemire Adulto



Serve para segurar a matriz dental ao redor do dente que está sendo restaurado.

### Pincel chato - Keramik n° 4 - 320



Ajuda na manipulação e adaptação da resina durante a restauração.

O pincel encontra-se na  
Papeleria Papel Mix – Na Rua  
Coronel Alberto Rosa, 63,  
Campus Porto UFPel - Pelotas)

### Condensador duplo de Hollembach nº 6



É um condensador para amálgama.

### Resina de esmalte (Cor A2 ou A3)



Utilizada para realizar restaurações.

### Espátula nº 3 / Calcador 6335 nº 3



Usada para a manipulação de cimento de óxido de zinco e eugenol.

### Resina de dentina (Cor A2 ou A3)



Pode ser de qualquer marca, mas recomenda-se comprar para treinar

Utilizada para realizar restaurações.

## PONTAS DIAMANTADAS E BROCAS

### Kit para Preparo Cavitário

- Pontas esféricas diamantadas - alta rotação: n° 1012, 1013 e 1014
- Pontas diamantadas - alta rotação: n° 2200, 1112, 3118 e 3168
- Brocas carbide - alta rotação: n° 330 e 245
- Brocas esféricas - baixa rotação: n° 2, 4 e 6
- Ponta diamantada cônico invertida 1047


### Kit para Acabamento e Polimento

- Kit de pontas diamantadas para acabamento - alta rotação: F e FF, n° 2200, 1112, 3118 e 3168
- Brocas multilaminadas - alta rotação: n° 9714FF/9214 e 9803FF/9803


## SUGESTÃO DE KITS E MARCAS

### Kit Dentística UFPeI KG Sorensen

(KG: Código 48010441A e B)



**KIT Dentística UFPEL  
INVICTA American Burrs**



**KIT Dentística acabamento  
e polimento UFPEL INVICTA  
American Burrs**

### Dica:

Os kits incluem todas as pontas diamantadas e brocas necessárias, de boa qualidade! No entanto, se a prioridade for economizar, comprar cada uma individualmente de outras marcas pode ser uma opção mais barata.

## MATERIAL OPCIONAL



### Sugestão KIT TWIST GLOSS - com polidores espirais para resina e cerâmica

Indicado para realizar um trabalho efetivo de acabamento, polimento e brilho final em todos os tipos de resina

## Kit de Acabamento/Polimento para Resina Composta de Borrachas e Escovas

Este kit auxilia na reprodução natural em todas as etapas do polimento — como no acabamento inicial, pré-polimento, remoção de riscos e brilho final.

- 3 pontas de borracha em três granulações
- Disco de feltro
- Escova de pelo de cabra
- Escova de carbeto de silício

### Dica:

Kit Dentística  
UFPel  
(American  
Burrs)



Para clínica pode ser necessário repor as pontas e brocas que perdem a capacidade de corte/desgaste.

## Kit de acabamento e polimento para amálgama (utilizado na clínica)

- Brocas multilaminadas para acabamento de amálgama (de baixa rotação)
- Kit para acabamento/polimento de amálgama

Materiais indicados como *clínica* podem ser adquiridos posteriormente conforme a necessidade


## ESPÁTULAS PARA RESINA COMPOSTA

São instrumentos odontológicos utilizados para moldar e aplicar resinas em cavidades dentárias.


### OPÇÕES PRONTAS DISPONÍVEIS

Recomendamos comprar o kit pronto, pois pode não se achar todas elas separadamente

#### Kit de Espátulas da Quinelato



#### Kit de Espátulas da Golgram Millenium



## Kit TDV

Trata-se de um conjunto de materiais odontológicos para restaurações estéticas, projetado para oferecer eficiência, facilidade e agilidade aos profissionais da odontologia. Este kit abrange desde a reconstrução de um dente, até o acabamento e polimento.

| Todos os materiais listados abaixo vem no Kit TDV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Alternativa a alguns itens do Kit TDV<br>(escolher um ou outro)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Lixa de acabamento proximal 2,5 mm (embalagens com 10)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tira de lixa epigloss fina (American Burrs)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Diamond Gloss</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasta Eagle Diamond (American Burrs)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 Cinta Profilática 10 cm</li> <li>• 15 Diamond strip fina 2,5mm (lixa diamantada)</li> <li>• 20 Tiras abrasivas em aço 4mm (óxido de alumínio)</li> <li>• 5 Tira diamantada serrilhada 3mm (centro serrilhado)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>Kit Econômico de Acabamento UFPeI (American Burrs)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kit Soft Gloss (Código: 12235)</li> <li>• Oxtripe serrilhada 2,5 (Código: 15361)</li> <li>• Tiras poliéster 4mm (Código: 15348)</li> <li>• Saw stripe (Código: 15357)</li> <li>• Durastripe Colmela (Código: 15356)</li> <li>• Pack promocional (Código: 15799)</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 15 Unimatrix Média</li> <li>• 15 Unimatrix Grande</li> <li>• 5 Unimatrix Pequena</li> <li>• 1 Unimatrix Grampo Hard</li> <li>• 4 Protetores de silicone triangulares</li> <li>• 15 Matriz de aço Premolar (sistema de fixação incorporado)</li> <li>• 15 Matriz de aço Molar (sistema de fixação incorporado)</li> <li>• 1 Fita Matriz Metálica - 3m 0,05x5mm</li> <li>• 1 Fita Matriz Metálica - 3m 0,05x7mm</li> <li>• 1 Fita Matriz Poliéster - rolo c/ 15m</li> <li>• 5 Matriz Tofflemire N° 1</li> <li>• 5 Matriz Tofflemire Premolar</li> <li>• 5 Matriz Tofflemire Molar</li> <li>• 1 Microcut manual (serra)</li> <li>• 10 Cunhas Anatômicas N° 1 (amarela)</li> <li>• 10 Cunhas Anatômicas N° 2 (azul)</li> <li>• 10 Cunhas Anatômicas N° 3 (vermelha)</li> <li>• 10 Cunhas Anatômicas N° 4 (violeta)</li> <li>• 1 Mandril Versaplust metálico</li> <li>• 1 Mandril Praxis</li> <li>• 10 Polimax - disco de feltro impregnado (mandril de encaixe)</li> </ul> | <p><b>Discos de Lixa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Praxis 3/8" grossa</li> <li>• 2 Praxis 3/8" média</li> <li>• 2 Praxis 3/8" fina</li> <li>• 2 Praxis 3/8" extra-fina</li> <li>• 8 Praxis 1/2" grossa</li> <li>• 8 Praxis 1/2" média</li> <li>• 8 Praxis 1/2" fina</li> <li>• 8 Praxis 1/2" extra-fina</li> </ul>                                              |







# **MATERIAIS ODONTOLÓGICOS I**



### Fotopolimerizador

*Tipo LED com mínimo de 450mW/cm<sup>2</sup> de irradiância*

O fotopolimerizador é um aparelho que emite luz para endurecer materiais resinosos em odontologia.

#### Dica:

Vale investir em um bom! Organizar uma compra coletiva (cada um o seu) é uma ótima forma de conseguir desconto.

### Aplicador de hidróxido de cálcio



Necessário para aplicar hidróxido de cálcio diretamente na região de exposição pulpar.

### Brunidor nº 29



Necessário para adaptação dos materiais na cavidade.

### **Brunidor nº 33**



Necessário para adaptação dos materiais na cavidade.

### **Chave phillips para adaptação no Bob**



Utiliza-se para adaptar o manequim na boca do Bob.

### **Cabo + lâmina 12 bisturi**



Necessário para retirar excessos de materiais, sejam eles restauradores ou para moldagem (alginato).



### **Cronômetro**

Necessário para contagem correta do tempo de manipulação dos materiais.

### **Esculpidor Hollemback 3S**



Utilizado para adaptação de materiais nas cavidades.

### **Espátula Thompson**



Utilizada para o manuseio de materiais e para adaptação nas cavidades.

### **Espátula rígida para gesso**



Utilizada para manipular gesso.



### **Cunha de madeira**

Quando usadas com matrizes metálicas, favorecem um bom contato proximal ao final da restauração e também podem ser aplicadas para afastamento prévio entre os dentes.

### **Espátula nº 24**



Utilizada para a manipulação de materiais (cimento de fosfato de zinco, por exemplo).

### **Espátula nº 33**



Utilizada para a manipulação de materiais (cimento de óxido de zinco e eugenol, por exemplo).

### **Espátula nº 3**



Utilizada para o manuseio de materiais e para adaptação deles nas cavidades.

### **Sonda exploradora nº 5**



É utilizada para avaliar a estrutura dental.

### **Odontoscópio**



Utilizado para visualizar estruturas com visão indireta.

### Espátula nº 142 para ionômero



Utilizada para a manipulação de materiais (cimento ionômero de vidro).

### Espátula plástica para alginato



Utilizada para manipular alginato.

### Pinça clínica



Utilizada para segurar, posicionar e manipular materiais, como gazes, algodões ou outros itens durante procedimentos clínicos.



### Fio dental encerado

Serve para verificar contatos proximais.



### Fita PTFE / Isotape / Veda rosca

Utilizada para proteger os dentes adjacentes do ataque ácido proporcionado durante a aplicação do condicionamento ácido em um determinado dente a ser restaurado.

### Kit acadêmico



### Grau de borracha

Utilizado para manipular alginato e gesso.



### **Manequim MOM**

Utilizado em todas as aulas práticas para simulação no Bob.

### **Matriz metálica biconvexa**

Utilizadas para realização de procedimentos restauradores envolvendo faces proximais.




### **Matriz de poliéster**

Utilizada para servir como matriz em alguns procedimentos restauradores.



### Pincéis de resina



Serve para dar lisura aos materiais utilizados nos procedimentos restauradores.

### Pinça hemostática curva




Serve para manusear certos materiais muito pequenos (como matrizes). Utilizada em algumas situações.

### Tesoura cirúrgica



É utilizada para cortar objetos (matrizes, por exemplo).



### **Placa de vidro**

Serve para realizar a manipulação de diversos materiais sobre ela.

### **Pote dappen**

É um recipiente que tem a função de armazenar certos materiais durante o procedimento odontológico.



### **Protetor de bancada - EVA**

É utilizado como protetor de bancada na pré-clínica.



### Microbrush regular

Serve para levar materiais até as cavidades. (sistemas adesivos, selantes, verniz, etc.).

### Kit de moldeiras para dentados



Necessárias para realização de moldagem.

## DENTES ARTIFICIAIS

### DENTES EXCLUSIVOS DA ÁREA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

- 46 com cavidade Classe I
- 16 com cavidade Classe I
- 45 com cavidade Classe I
- 36 com cavidade Classe II
- 16 com cavidade Classe I
- 45 com cavidade Classe I
- 17 com cavidade Classe I
- 35 com cavidade Classe I
- 44 com cavidade Classe I
- 36 com cavidade Classe I
- 46 com cavidade Classe II - MOD
- 26 com cavidade Classe I
- 25 com cavidade Classe I
- 44 com cavidade Classe I

### DENTES EXTRAS PARA PRATICAR

- 11 com cavidade Classe V
- 34 com cavidade Classe I
- 14 com cavidade Classe I
- 26 com cavidade Classe V
- 14 com cavidade Classe I
- 15 com cavidade Classe I
- 15 com cavidade Classe I
- 24 com cavidade Classe I

São utilizados nas aulas práticas para que cada discente execute um procedimento específico, com material e cavidade definidos.

# 5° SEMESTRE

## Disciplinas

Unidade de Cirurgia Bucomaxilofacial I

Unidade Clínica Odontológica I

Endodontia



# **CIRURGIA BUCO-MAXILAR I, II E III**

## AFASTADORES

### Afastador de Minnesota



O afastador Minnesota é utilizado principalmente para afastar a mucosa jugal e os tecidos moles da região posterior durante procedimentos cirúrgicos.

### Conjunto de Afastadores de Farabeuf 13mmx15cm



O Afastador Farabeuf é utilizado para afastar a mucosa labial e outros tecidos moles da região anterior durante procedimentos cirúrgicos.

### Cabo de Bisturi nº 3



Utilizado como suporte para lâminas de bisturi.

### Alavancas Seldin



### Alavancas Heidbrik número 1, 2 e 3



Utilizadas para remoção de pontas de raízes dentárias.

### Alavancas Apicais Reta e Anguladas D e E



Utilizada para remoção de fragmentos radiculares ou pontas de raízes.



### Cinzel Goivo



Utilizado para remoção de osso alveolar ou para remodelagem óssea.

### Cinzel de Alexander mono ou bibizelado



Utilizado para corte de tecidos ósseos e remoção de osso.

#### Diferenças entre o Cinzel Goivo e o Alexandre

- O Alexander é preferido em procedimentos de escultura óssea detalhada.
- O Goivo é mais utilizado para remoção rápida e eficiente de osso ao redor de dentes durante extrações.



### Cuba Inox

Usada para armazenar soro fisiológico ou outras soluções.

### Fórceps 1



Usado para remover dentes anteriores superiores, como incisivos e caninos.

### Fórceps 150



Utilizado para extrações dentárias em dentes anteriores superiores e pré-molares.

**Fórceps 18 R**

Usado para a extração de molares superiores direitos.

**Fórceps 18 L**

Utilizado para extração de molares superiores esquerdos.

### Fórceps 65



Utilizado para extração de raízes residuais.

### Fórceps 69



Utilizado para extração de raízes residuais.

### Fórceps 16



Usado para extração de molares inferiores de ambos os lados.  
Usado na furca desses molares.

### Fórceps 17



Utilizado para extração de molares inferiores de ambos os lados.  
Usado na coroa desses molares.

### Fórceps 151



Usado para extração de pré-molares, caninos, incisivos e raízes residuais inferiores.

### Estojo para Esterilização Inox Perfurado Autoclavável



Indicado comprar um médio para fórceps e alavancas e outro para colocar o restante instrumental.

**Martelo Metálico 200g**

*1 unidade por equipe - box*



Usado para auxiliar em cirurgias, extrações dentárias e secção de dentes e raízes, usado com cinzéis.

**Periótomo Reto Flexível**

Usado para o rompimento dos ligamentos periodontais e extração de raízes de forma atraumática.

**Pinça Dietrich 16 cm**

Manipular tecidos ou materiais com precisão, sem dilacerá-los.

**Pinça Backhaus  
10 cm**

Usada para fixação de campos cirúrgicos.

### **Pinças Halstead ou Mosquito curva 12,5 cm**



Para uso geral, também conhecida como Pinça Hemostática (para pinçar e interromper fluxo sanguíneo).

### **Alveolótomo 15 cm**



Utilizado para a remoção de pequenas espículas ósseas e tecidos fibrosos.

### **Pinça de Allis**



Utilizada comumente para realizar antisepsia.





### **Porta agulhas Mayo-Hegar 16 cm com vídea**

Indicado para prender e manipular a agulha de sutura durante o uso.

A vídea é uma característica da agulha em que a sua ponta apresenta pequenas ranhuras, o que facilita a fixação e apreensão do material, proporcionando maior firmeza e precisão durante o uso. Recomendamos comprar com vídea!

### **Tesouras de Íris curva**



Usada para cortar fios cirúrgicos, tecidos delgados, membranas, entre outros.

### **Tesoura Goldman Fox Serrilhada**



Utilizada para cortar tecidos moles em procedimentos cirúrgico em geral.

### **Seringa carpule com refluxo**



Utilizada para fazer a aplicação de anestesia.

### **Aspirador/sugador cirúrgico metálico**



Utilizado para sucção de resíduos líquidos.

### **Cureta de Lucas 86 ou 87**



Utilizada para a curetagem do alvéolo pós-exodontia.

### **Descolador de Molt nº 9**



Utilizado para afastar ou descolar tecidos moles.

### **Lima óssea**



Utilizada para remodelar o osso.

## BROCAS

### Broca cirúrgica tronco cônica 702



### Broca Cirurgica Zekrya



### Broca Carbide F605 06



### Broca Carbide FG 703



### Broca de tungstênio



### Ponta Diamantada 3070



### Broca cirúrgica tronco cônica 701



### Ponta Diamantada 4138G



Todas as brocas  
devem ser de haste  
longa (com 28mm)

**Sonda Clínica nº 5 ou 703**



**Espelho Odontológico**



**Colgadura 703**



**Conjunto de posicionadores radiográficos**



**Alta  
rotação**



**Micromotor**



**Peça reta**



### Anestésico Tópico Xylestesin 10% Spray



Não é obrigatório comprar.


### Luvas cirúrgicas estéreis



### Caixa de fios de sutura nylon 4.0 com agulha triangular



### Caixa de fios de sutura seda 4.0 com agulha triangular



## 1 Caixa de hemo-glico-fitas




Cada Box ou Turma Prática deve ter o seu. É necessário ver a marca que terão de comprar com a enfermeira responsável, para que possa se adaptar ao aparelho que existe na Faculdade.

## Borrifador com álcool 70%



## 02 Toalhas de rosto sem cor específica





### **Manequim de cirurgia**

Deve se entrar em contato com o professor ou avaliar a lista original para comprar o manequim com todas as características necessárias.


### **Seringa Luer 20ml com Agulha**



### **10 lâminas de bisturi nº 15**



**Foto 3x4**



**Placa de fósforo intraoral  
Eagle nº 2**



**Luvas de proteção**



**Luvas de procedimento**



A lista de CBM I é a mesma das disciplinas de CBM II e CBM III.





**ENDODONTIA**

### **Pinça clínica**



### **Sonda exploradora nº 9**



### **Sonda exploradora nº 5**



Mesmo material já adquirido para a disciplina de Cariologia.

### **Espátula para cimento nº 24F**



Mesmo material já adquirido para a disciplina de Materiais Odontológicos I.

### **Espátula metálica de inserção nº 1**



Você encontra como “Espátula para silicato nº1” ou “calcador 6335”.

### **Escavadores para dentina nº 17 e nº 18**



Deve ter o pescoço Longo, modelo 17L e 18L.

### **Espelho 1º plano com cabo**



### **Tesoura reta de ponta fina**



### **Lamparina a álcool**



Mesmo material já adquirido para a disciplina de Anatomia Humana da Cabeça e Pescoço.

### **Colgaduras**



Cinco unidades por aluno. Nesse caso, sugere-se a compra de colgaduras individuais. Servem para processamento radiográfico.

## Régua endodôntica milimetrada calibradora



Esse modelo junta a milimetrada com a calibradora.

## Caneta de alta rotação, Contra ângulo e Micromotor



Mesmo material já adquirido para a Disciplina de Cariologia.

## Jogo de calcadores para condensação vertical

1-2



3-4



ou

1



2



3



4



Jogo de calcadores tipo Paiva, podem ser duplos - mais em conta - ou simples. Marca sugerida: Odous de Deus.

## Bandeja inox para instrumental




Modelo MF299 FAVA ou com medidas aproximadas  
(18x 24 x 1,5).

### Placa de petri



Deve possuir divisórias.

### Placa de vidro polida



Mesmo material já adquirido para a Disciplina de Materiais Odontológicos.

### Isqueiro



### Fita crepe



### Almotolia



### Vidro de boca larga



Qualquer vidro com tampa que caiba uma radiografia com a colgadura individual.

### Lupa



Sugerimos dividir 1un entre 2/3 pessoas, a frequência de uso é bem baixa.

### Estojo endodôntico



Nas medidas 20 x 10 x 5cm ou aproximadas.

### Cursores de silicone



Procure por "stop de silicone".

### Tamborel



### Pré-curvador de limas (OPCIONAL)




Pode ser encontrado como "Flexor de Limas" ou "Curvador de Limas".

### Arco de Ostby



## Cartela radiográfica




Pode ser encontrado como “Ficha para Raio-x” ou “Cartão para radiografia”. É bom ter em quantidade pois é utilizada em praticamente todas as clínicas para anexar radiografias ao prontuário.

## Régua milimetrada transparente



Importante que seja transparente.

## Tubo de ensaio



Sugerimos comprar menos unidades, 5 já são suficientes. Encontra-se na GGotuzzo.

## BABADOR PLÁSTICO



Deve ser impermeável.



## Fixador radiográfico



Sugerimos dividir entre 2/3 pessoas.

## Grampos

(207, 209, 210, 00, 14A, 28)



Os grampos n°206, n°211, n°212, n°W8A e n°26 já foram adquiridos para a disciplina de Dentística.

## Perfurador de Ainsworth



Mesmo material já adquirido para a disciplina de Dentística,

## Pinça Porta grampo



Mesmo material já adquirido para a disciplina de Dentística.

### **Forrador de bancada (EVA)**



Material já adquirido.

### **Escova para limpar instrumentos**



Utilizado somente na disciplina  
clínica de endodontia.

### **Lapiseira, borracha, caneta e caderno**



Material para a confecção do  
portfólio, pode ser uma  
agenda, caderno de tamanho  
normal ou um menor.

### **Pote de plástico**



Pote plástico de sorvete,  
existem alguns no laboratório,  
porém se a turma for muito  
grande vai faltar.

## Sistema de irrigação e aspiração

1 conjunto é o suficiente para a prática no laboratório, para a prática clínica é necessário adquirir maior quantidade.

### Opção 1

#### Kit de irrigação e Aspiração Ultradent



Contendo:

**sistema parte de irrigação**

**Navitip 25mm**



**Navitip 21mm**



**Endo-Eze tip**



**Seringa 5ml**



**sistema parte de aspiração**

**Capillary Tips  
0,36mm**



**Capillary Tips  
0,48mm**



**Luer Vaccum -  
Ultradent**



**White Mac Tip  
Ultradent**



## Sistema de irrigação e aspiração

### Opção 2

#### Seringa Luer Lock 5m



#### Safetips .25, .30, .35 e .40



#### Conjunto Flex Suctor - Angelus



## Sistema de irrigação e aspiração

### Opção 03

#### Sugador Descartável - SSplus



#### Navitip 25mm



#### Navitip 21mm



#### Luer Vaccum - Ultradent



#### Endo-Eze tip



#### Seringa 5ml



#### Capillary Tips 0,36mm



#### Capillary Tips 0,48mm



## Pontas diamantadas

A sigla HL significa Haste Longa, logo, são pontas diamantadas mais longas que as regulares.



**FG 1012HL**



**FG 1014HL**



**FG 1016HL**



**FG 1012\***



**FG 1014\***



**FG 1016\***



**FG 2082**



**FG 3083**



**FG 2HL**



**FG 4HL**



**FG 6HL**

Pontas com \* ao lado já foram adquiridas;

Para Brocas FG HL pesquise por "Broca Carbide Cirúrgica Esférica FG 25mm".

## **ENDOKIT**

Você pode adquirir o kit completo na dental Kaminski ou na dental Shallon, mas também pode montar separadamente com itens online (opção mais em conta).

As marcas Maileffer e VDW são de referência, entretanto a marca VDW é mais em conta. Também há a marca MK Life, que é ainda mais barata, mas inferior às outras duas citadas.

Sugerimos a obtenção dos materiais dessas marcas.

GG significa Broca Gates Glidden, BL significa Broca Largo.

## **BROCAS**



**ENDO Z**



**GG 28mm n°1**



**GG 28mm n°2**



**GG 28mm n°3**



**GG 28mm n°4**



**GG 28mm n°5**



**GG 28mm n°6**



**BL 32mm n°1**



**BL 32mm n°2**



**BL 32mm n°3**



**BL 32mm n°4**



## ENDOKIT

Limas de numeração 15-40 também são chamadas de Lima K 1ª série, Limas de numeração 45-80 também são chamadas de Lima K 2ª série.

Atenção: Se atente ao tamanho das limas para não adquirir material repetido.

## LIMAS



**LIMAS TIPO K 25mm 15-40**



**LIMAS TIPO K 25mm 45-80**



**LIMAS TIPO K 31mm 45-80**



**LIMAS TIPO K 21mm nº 6**

## ENDOKIT

### LIMAS



**LIMAS TIPO K 21mm n° 8**



**LIMAS TIPO K 21mm n° 10**



**LIMAS HEDSTROEM 25mm 15-40**



**LIMAS TIPO K 25mm n° 6**

## ENDOKIT

### LIMAS



**LIMAS TIPO K 25mm n° 8**



**LIMAS TIPO K 25mm n° 10**



**LIMAS FLEXO-FILE**  
**25mm 15-40**  
 2cx.



**LIMAS FLEXO-FILE**  
**31mm 15-40**

## ENDOKIT



## ESPAÇADORES DIGITAIS 25mm A-D



## EASY CLEAN (OPCIONAL)



## LIMAS C-PILOT

Nº6-10 25mm, VDW.

## SISTEMA RECIPROCANTE

Pode-se comprar dois ou três motores/contra-ângulos para a turma inteira, a depender do número de alunos, e analisar a situação da turma com o professor responsável pela disciplina. Sugerimos a obtenção do modelo contra-ângulo Reciproc Direct VDW por ser o mais em conta.

Atenção: Atente-se para adquirir limas reciprocantes e cones de guta-percha compatíveis.

Observações sobre compatibilidade:

- Os motores X-Smart e Silver estão disponíveis na clínica para uso.
- Todas as opções de motores listados são compatíveis com todas as opções de instrumentos listados.
- As Guta Perchas VDW PRO-R, VDW Reciproc R e MKLife PRO-R são compatíveis com os instrumentos VDW PRO-R e VDW Reciproc R.
- Existem Gutas Percha genéricas de marcas como MKLife, Tanari e Diadent que são compatíveis com os instrumentos VDW PRO-R e VDW Reciproc R.
- ATENÇÃO: atente-se ao calibre da guta-percha.

## MOTORES



### Contra-ângulo Recipro Direct VDW

Opção mais utilizada.

## SISTEMA RECIPROCANTE



### MOTOR X-SMART PLUS

Disponível para uso na faculdade.



### MOTOR VDW SILVER RECIPROC

Disponível para uso na faculdade.

## SISTEMA RECIPROCANTE

### INSTRUMENTOS



### LIMAS RECIPROCANTES RECIPROC R

RECIPROC R25 + RECIPROC R40 + RECIPROC R50  
de 25mm, VDW



### LIMAS RECIPROCANTES X1 BLUE

RECIPROCANTE X1 BLUE 20.06 + X1  
25.06 + X1 40.06 DE 25mm, MKLIFE.

## SISTEMA RECIPROCANTE


### INSTRUMENTOS



### LIMAS RECIPROCANTES PRO-R

MKLIFE RECIPROCANTE PRO-R (#25,  
#40 e #50) de 25mm

wave • one<sup>®</sup>  
GOLD



### LIMAS RECIPROCANTES WAVE ONE

WAVE ONE GOLD SMALL + WAVE ONE GOLD PRIMARY  
WAVE ONE GOLD MEDIUM + WAVE ONE GOLD LARGE  
25mm, MAILEFFER



## SISTEMA RECIPROCANTE

### GUTAS PERCHA



## CONES DE GUTA PERCHA RECIPROC R

VDW RECIPROC GUTTA-PERCHA (R25),  
(R40) e (R50)

ATENÇÃO: COMPATÍVEL COM LIMA  
RECIPROCANTE VDW R e PRO R.




## CONES DE GUTA PERCHA PRO-R

MKLIFE PRO-R (#25, #40 e #50)  
ATENÇÃO: COMPATÍVEL COM LIMA  
RECIPROCANTE VDW R e PRO R

## SISTEMA RECIPROCANTE

### GUTAS PERCHA



### CONES DE GUTA PERCHA X1

MR LIFE X1 20.06, 25.06 e 40.06

ATENÇÃO: COMPATÍVEL COM LIMA  
RECIPROCANTE MKLIFE X1 BLUE



### CONES DE GUTA PERCHA WAVE ONE

ATENÇÃO: COMPATÍVEL COM LIMAS WAVE-  
ONE GOLD SMALL, PRIMARY, MEDIUM e LARGE

## CONES ACESSÓRIOS:



### CONES ACESSÓRIOS XF

Também encontrado  
como B7 ou R7.



### CONES ACESSÓRIOS FF

Também encontrado  
como B8 ou R8.




### CONES ACESSÓRIOS MF



## PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE 1ª SÉRIE (15-40) E 2ª SÉRIE (45-80)

## DENTES ARTIFICIAIS

Sugerimos adquirir os dentes artificiais de alunos de semestres anteriores que não tenham utilizado, pois assim os dentes saem por um valor mais em conta ou que a turma compre junto para dividir o valor do frete.



**ATENÇÃO:** Toda relação de instrumentais com explicações aprofundadas sobre seu uso e cuidados a serem tomados estão disponíveis no site “e-projeto ufpel”, na aba do PEE, tendo sido elaborado pelo professor responsável da disciplina Endodontia Pré-clínica. Assim, qualquer dúvida ou interesse maior, sugerimos a leitura do documento lá disponível.

# 6º SEMESTRE

## Disciplinas

Unidade de clínica odontológica I


Ortodontia I

Princípios da oclusão e dor orofacial

PRISIA



# UNIDADE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA I



**IMPORTANTE!**

Para a disciplina de UCO I serão necessários todos os instrumentais de periodontia e dentística, além dos necessários para cirurgias de aumento de coroa clínica (ACC), que estão listados a seguir.

**Afastador Minnesota**

Usado para manter o retalho mucoperiosteal, a bochecha, o lábio e a língua distantes da área a ser tratada para que não haja contaminação.

**Sugador cirúrgico metálico****Cuba inox para soro fisiológico****Cabo de Bisturi Bard Parker nº 3  
e lâmina nº 15C**

**Cinzel de Rhodes nº 36-37****Descolador de Molt nº 2-4**

O Descolador Molt 2/4 é indicado para deslocamento do periósteo em procedimentos cirúrgicos.

**Lima para osso tipo Schluger nº 9-10****Cinzel de Fedi nº 1****Cinzel de Fedi nº 2****Pinça hemostática reta (tipo mosquito)****Pinça para tecidos moles (Dietrich)-Millenium**



**Pinça porta agulhas tipo Castro Viejo**

Seguindo o mesmo princípio explicado na lista de CBM I, recomenda-se comprar o porta-agulhas com vídea.

**Tesoura cirúrgica tipo Goldman/Fox nº 16****Gengivótomo de Kirkland****Gengivótomo de Orban****Seringa com agulha**

Serão aceitos (de preferência) instrumentais das marcas:

MILLENNIUM, NEUMAR, TRINITY e  
HU-FRIEDY.



# ORTODONTIA I E II

**Alicate 139**



**Alicate bico chato 121**



**Alicate de corte**




**Caneta de retroprojektor**



**Lamparina com pavio**



**Espátula Lecron**



**Compasso de pontas secas ou paquímetro**



**Lapiseira 0,5mm e borracha**



**Calcador ortodôntico rabo de peixe**




**Calcador de bandas com ponta triangular**



**Micromotor e peça reta**



**Pinça hemostática qualquer**



**1 Espátula para resina  
(qualquer)**



**2 potes dappen**




**Pinça e sonda clínicas**



**Espátula 7**



**1 embalagem de  
bráquetes**



**1 pacote de bandas  
para molares  
inferiores nº 38**



Dentes 11-21 / Prescrição

Edgewise / .018"


Marca recomendada: Morelli

1 embalagem para cada 3 alunos.

Marca recomendada: Morelli

1 embalagem para cada 2 alunos

**1 pacote de tubos  
duplos inferiores de PLA  
Roth 022**



Comprar dos dois lados  
Marca recomendada: Morelli  
1 embalagem de cada lado  
para cada 5 alunos

**Rolo de fio de latão**



Cerca de 50cm por aluno

**Rolo de solda de prata  
0,5mm**



Cerca de 50cm por aluno  
Marca recomendada: Morelli

**Pasta para solda prata**



Possível dividir entre 4 alunos de  
uma turma prática e 8 no total.


**2 placas lábio ativa sem  
gancho**



**Placa de vidro**



**1 embalagem de  
bráquetes**



Dentes 11-22-31-32-41-42 /  
Prescrição Edgewise / .018"  
Marca recomendada: Morelli

**Manequim odontológico com dentes íntegros**



**Tesoura**



**Régua 30cm, transferidor 180° e esquadro 90°**



**Maçarico portátil e gás**



**Separadores interdetais ortodônticos**



**Almotolia 125ml**



São vendidos em pacotes de 500 ou 1000, cada aluno usará em torno de 20 unidades.

**Grau (cuba) para alginato**



**E.V.A. para bancada**



**Moldeiras**



**Pincel**



**Ponta Pedra Montada  
Trimmer - Tronco cônica**



**Frasco com conta  
gotas de vidro**



**Broca de cerâmica  
manicure/pedicure**






**Mandril peça reta para  
tiras de lixa**



**Disco de inox diamantado  
para peça reta com mandril**



**Rolo de fio de aço CrNi Duro  
Elástico Redondo 0,7mm**



**Isolante para  
resina acrílica**



1 frasco para cada 3 alunos.

**Folha de lixa d'água 150,  
800 e 1200**



Uma folha de cada granulometria  
a cada 10 alunos.

**2 (dois) parafusos  
expansores ortodônticos**



Pode ser nas medidas 9, 7 ou  
6,5mm. NÃO comprar da  
marca Ortocentral em razão da  
baixa qualidade.

## Espátula para alginato



## Cera pegajosa



2 potes para cada turma.

## Resina acrílica em pó autopolimerizável - transparente



## Resina acrílica líquida autopolimerizável - colorida



O conjunto das resinas acrílicas (pó e líquido) pode ser dividido entre três a quatro pessoas.

## 1/2kg de gesso pedra



## 1/2kg de alginato





# **PRINCÍPIOS DA OCLUSÃO E DOR OROFACIAL**




**Jogo de moldeiras superiores e inferiores para pacientes dentados**



**Grau de borracha**



**Espátula de plástico ou com cabo de madeira**



**Articulador semi ajustável com arco facial**



Obrigatório ter o garfo, relator násio e pino incisal

**Broca de tungstênio nº 509901 ou nº 1591**



**Lamparina com pavio**



**Micromotor e  
peça reta**



**Esculpidor Hollembach 3S**



**Gotejador nº 2**



**Espátula Lecron**



**Espátula 7**



**Espátula 31**



**Pinça Muller**



**Pincel**



**01 embalagem de papel articular dupla face**



**02 potes dappen de vidro**



**01 embalagem por dupla**

**1kg de alginato por dupla**



**1kg de gesso pedra por dupla**



## 01 pote de vaselina sólida



## 01 frasco com 4 cores de cera



Um frasco por dupla

## Borrachinhas para dinheiro



Não precisa comprar um pacote, 20 por dupla é suficiente

## Espessímetro



## Lapiseira 0,7mm com grafites preto e colorido

## Lamparina Hannau




**Fita crepe larga**



**E. V. A. para bancada**



**Rolo de papel alumínio**



Um rolo para cada turma / M

**Álcool 96%**



01 (um) frasco para cada 4 alunos



# 7º SEMESTRE

## Disciplinas

Materiais Odontológicos II

Unidade de Prótese Dentária I

Unidade de Clínica Infantil



# ODONTOPEDIATRIA

### **Espelho de mão com cabo**



### **Abridor de boca adulto/infantil de borracha**



De preferência perfurado para poder passar o fio dental.

### **Curetas de remoção de dentina pequenas**



Pequenas e afiadas, de vários tamanhos e angulações.

### **Broca carbide esféricas de alta rotação: nºs 1, 3, 6 ou 7**



**Espelho clínico com cabo (peça inteira)**



**Sonda OMS**



**Ponta diamantada 2082/3082  
e broca Endo Z 16mm**



**Óculos de proteção para o  
paciente infantil (escuros)**



**Proteção para seringa tríplice  
(canudos de refrigerante)**



### Kit de posicionadores infantil



### Placa de fósforo tamanho infantil Eagle PS



Ambos os itens podem ser comprados 1 por turma prática.

### Alicate 141



### Pinça hemostática mosquito



### Copos descartáveis opacos



### Roletes de algodão



Evitar os muito duros.

### Escovas de dente infantis



No mínimo uma para cada paciente.

### Fita crepe e tesoura escolar



**Pontas diamantadas esféricas:  
1012, 1014, 1015, 1019**



**Fórceps 101 infantil**



**Grampos N° 26, 2 (206) 0 ou 00**



**Espátula Thompson nºs 1, 2 ou 3**




Preferência pela que possua um condensador.

## Moldeiras (SUP E INF) tamanhos 2, 3, 4 e 5



Fabricante: Morelli ou Maquira

## Campos cirúrgicos descartáveis



## Afastadores expandex (infantil e adulto)



## Luvas estéreis



## Reforçadores de bom comportamento



Adesivos, tatuagens  
temporárias, etc.

## Brinquedos (laváveis)



Para distração da criança.



# **MATERIAIS ODONTOLÓGICOS II**



**Esculpidor Hollembach 3S**



**Espátula Le Cron**



**Espátula nº 24**



**Espátula nº 7**




**Espátula nº 36**



**Esculpidor discóide-cleóide**



**Pincel nº 0 de pelo natural**



**Pincel (para vaselina)**



**Espátula nº 2**



**Espátula para alginato**



**Kit clínico**



**Faca para gesso**



**Espátula para gesso**



**Cureta de dentina**



**Lamparina comum**




**Seringa para elastômero**



**Grau de borracha**



**Placa de vidro**



**Isotape ou veda rosca**



**Pino de fibra de vidro  
(nº 2 ou 3)**

PODE DIVIDIR COM A DUPLA OU  
MAIS PESSOAS



**02 potes Dappen de vidro**



**Troquelizador arco total**



**Serra p/ troquel com cabo**



**Kit de moldeiras com parcial**



**Broca nº 3**



**Pedra abrasiva para resina acrílica**



## Kit de dentes preparados e restaurações indiretas



Deve conter os seguintes dentes:

- 01 dente anterior com preparo para coroa total e 01 coroa total;
- 01 dente com preparo para cimentação de pino;
- 02 molares com preparo cavitário para inlay ou onlay e 02 reataurações tipo inlay ou onlay;
- 03 dentes anteriores preparados para facetas e as 3 facetas.

## Kit de gotejadores PKT n<sup>os</sup> 1, 2 e 3



## Fotopolimerizador



**Kit de pontas diamantadas  
para preparo de Onlay**

**(Kit preparo de onlay UPC UFPeI KG - Sorensen  
ou**

**Kit de preparo onlay UPC IV - UFPeI Invicta American  
Burrs)**



Deve conter as seguintes pontas diamantadas:  
1014, 2200, 3131, 4137, 4138, 3131f, 4138f

**TAMBÉM É NECESSÁRIO LEVAR:**

**Kit de brocas (dentística)**

**Kit de acabamento e polimento (dentística)**

**Kit de espátulas para resina (dentística)**

**Kit de prótese**

## KIT ACADÊMICO

**Caneta de alta  
rotação**



**Contra  
ângulo**



**Peça  
reta**



**Micromotor**





# **UNIDADE DE PRÓTESE DENTÁRIA**

Parcial e Total



Para o laboratório são solicitados os mesmos materiais de proteção já utilizados previamente nas demais pré-clínicas, como:

**Jaleco mangas compridas**

**Kit de proteção individual (óculos, gorro, máscara)**

**1 protetor de bancada 60x60 (EVA)**

A lista a seguir é para todas as disciplinas de prótese, parciais e totais, clínicas e laboratoriais.

Os materiais a serem adquiridos devem ser confirmados com o professor responsável pela disciplina.

**Lamparina Hanau**



**Lamparina Comum**



**Pincéis 1, 2, 3 e 10**  
Pelo natural



**Lapiseira 0.7 com grafites**  
cinza e coloridos



**Faca para gesso**



**Espátula para cera nº 31**



**Sonda Rhein**



**Curetas McCall**  
nºs 13, 14, 17 e 18



**Espátulas 7 e LeCron**



**Espátula para inserção**  
de silicato nº 1



**Esculpidor Hollembach 3S**



**Espátulas 24 e 36**



**Pinça clínica**



**Pinça Miller**



## Mandril para peça de mão



Para adaptação de discos e serras no contra-ângulo.

## Mandril para tiras de lixa



Para adaptação de tiras de lixa no contra-ângulo.

## Plano de Fox



Utilizada no ajuste do rolete de cera superior nas próteses totais para a determinação dos planos oclusal (câmpen) e horizontal (interpupilar).

## Pote paladon com tampa

Vidro ou silicone



## Compasso de Willis



Utilizado na confecção de próteses totais para determinar a Dimensão vertical (DVR) de repouso e a dimensão vertical de oclusão (DVO).

## Grau de borracha + Espátula para alginato + Espátula para gesso



## 2 placas de vidro de dupla textura

Um lado liso e o outro polido



## 3 potes dappen de silicone ou vidro



## Discos de lixa sortidos



\*Já presentes no kit TDV

## Kit de pontas Enhance ou similares



\*Já presentes no Kit de acabamento adquirido para dentística

## Pedra de Arkansas



Chama e tronco cônica.

## Brocas esféricas para peça reta - nºs 4 e 10



## Pedra montada "Trimers"




Pedra para desbaste rápido de acrílicos, sem empastamentos.

## Pedra montada pequenas "Miniatur Rubin Fraser" nº 19



Em forma de chama, preferencialmente.

## Discos de Carburundum



## Brocas Largo Peeso - nºs 10 e 12



## Manequim MOM



## Broca de aço em formato de pera



## Jogo de moldeiras de aço ou alumínio



Precisa ter uma moldeira parcial.

## Jogo de moldeiras perfuradas para edentados



## Polidores de cerâmica



## Kit de cartelas de dentes artificiais para prótese total (boca completa)



## 2 Kits clínicos




## Polidores de resina acrílica



## Compasso de pontas secas



## Disco de diamante dupla face



7/8 de diâmetro, 7016.

## Curva de Spee superior e inferior



## Kit medidor de alginato Cavex ou Jeltrate



Jeltrate



Cavex

## Alginato Cavex ou Jeltrate



## Especímetro



Utilizado para medir a espessura da cera nas próteses de blocos e coroas.

## Seringa para elastômero




## Saca prótese




## Pinça hemostática



## Isqueiro



**Seringa LUER 20ml**



**Discos de feltro pequenos**



**1kg Gesso pedra tipo III**



**Cola de cianoacrilato**



**Base de unhas qualquer**



## Kit de acabamento e polimento da prótese total da UFPel da American Burrs



Kit feito pelos professores

Esse kit é feito pelos professores da faculdade e adquirido em uma dental na cidade de Pelotas. Entretanto, há um kit chamado de Kit de Acabamento e Polimento Universal - American Burrs que, normalmente, vem a maioria das peças solicitadas e é mais em conta.



Kit universal



### **Kit de Pontas diamantadas Prótese UFPel American Burrs**



- 3070 (tronco cônica)
- 3118 (chama)
- 4138 (T-C com ponta de bala)
- 1036 (cone invertido)
- 1014, 1015, 1016 (esféricas)
- 2214, 2215, 3215, 3216 (cilíndricas c/ponta de bala)

**Dica:**

Pode-se comprar as pontas em separado.

### **Brocas multilaminadas 284 e 7404F**



Caso compre o Kit da American Burrs, essas brocas já estão inclusas.

## Articulador semi-ajustável



1 Articulador semi-ajustável (BIOART®) com arco facial ou outra marca que apresente distância intercondilar regulável (Tipo ARCON) e 03 pares de plaquetas de retenção.

OBSERVAÇÃO: não recomendamos o Gnatus JP30®, ou similares, pois o mesmo apresenta a distância acima fixa, como se todos os indivíduos tivessem a mesma distância intercondilar ou dimensão craniana;

Se for comprar usado, peça para o prof. da disciplina avaliar o funcionamento.

## Escala de cor biotone



## KIT ACADÊMICO

**Caneta de alta  
rotação**



**Contra  
ângulo**



**Peça  
reta**



**Micromotor**







# **PET ODONTOLOGIA UFPEL**

@petodontologiaufpel

